

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione Dipartimento di Ingegneria Biomedica

Tesi di Laurea

# Software per l'analisi dei dati nei trattamenti di elettroporazione

Software for data analysis in the treatment of electroporation

Relatore: Ch.mo Prof. Fabrizio Dughiero Correlatore: Ing. Elisabetta Sieni

Laureando: Diego Corradini

Anno Accademico 2011 – 2012

# Indice

PREFA	AZIONE	.3
1 IN7	FRODUZIONE	.5
1.1	Definizioni e concetti base	.5
1.2	Storia dell'elettroporazione	.6
1.3	Elettrochemioterapia	.8
1.3.	1 Elettroporatore	9
2 IL S 2.1	SISTEMA CELLULA Aspetti base	11 11
2.2	Membrana cellulare	12
2.2.1	1 Trasporto attraverso la membrana plasmatica	13
2.2.2	2 Potenziale di membrana	14
2.3	Modellizzazione elettrica della cellula	14
3 PR 3.1 3.1.7 3.1.2	OPRIETÀ ELETTRICHE DEI TESSUTI BIOLOGICI         Introduzione         1       Tessuto biologico come resistenza         2       Tessuto biologico come condensatore	<ol> <li>17</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>10</li> </ol>
3.2	Dipendenza dalla irequenza	19
3.3	Proprieta elettriche passive dei tessuti biologici	20
3.3.	<ul> <li>Valutazione campo elettrico nei tessuti</li> <li>Campo alettrico di soglio doi tessuti biologioi</li> </ul>	21
3.3.1 <b>3</b> 4		22
o.4 eletti	Aumento di conducionita in seguito a trattamenti roporazione	ai 24
4 ESI TESSUTI 4.1	PERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPEDENZA I I BIOLOGICI Introduzione	DI 25 25
4.1.	1 Simulazione tessuto biologico	25
4.1.2	2 Circuito RC parallelo	27
4.1.3	3 Descrizione segnale di ingresso	29

4.2	Ma	ateriali e metodi	
4.2	2.1	Componenti elettronici	
4.2	2.2	Realizzazione circuito di misura	
4.2	2.3	Procedura per ricavare la sintesi di impedenza	
4.3	Ri	sultati	
4.3	8.1	Tessuto omogeneo: patata	
4.3	8.2	Tessuto disomogeneo: patata + agar	
4.3	3.3	Tessuto disomogeneo: patata + agar + patata	
4.4	Co	nclusioni	40
5 PF DATI DI 5.1 5.2	ROC I TH Int Se	GETTAZIONE DI UN SOFTWARE PER L'ANALI RATTAMENTI ELETTROPORATIVI troduzione gnale in ingresso	SI DEI 41 41
53		goritmo ner il calcolo della resistenza	42
54	M	anuale utente	44
54	1 <b>71</b>	Gestione file dati	44
5.4	1.2	Analisi dei singoli file dati	
5.4	1.3	Confronto tra più file dati	
5.5			
	Ar	alisi dati di diversi trattamenti	
5.5	<b>A</b> r 5.1	nalisi dati di diversi trattamenti Metastasi da melanoma arto inferiore	<b>51</b>
5.5 5.5	<b>A</b> r 5.1 5.2	nalisi dati di diversi trattamenti Metastasi da melanoma arto inferiore Liposarcoma	
5.5 5.5 CONC	<b>A</b> r 5.1 5.2 C <b>LU</b>	nalisi dati di diversi trattamenti         Metastasi da melanoma arto inferiore         Liposarcoma         JSIONE	
5.5 5.5 CONC APPE	<b>A</b> n 5.1 5.2 C <b>LU</b>	nalisi dati di diversi trattamenti         Metastasi da melanoma arto inferiore         Liposarcoma         JSIONE         ICE A	

#### PREFAZIONE

L'elettrochemioterapia è un'innovativa terapia antitumorale basata sull'utilizzo di farmaci chemioterapici in concomitanza di impulsi di campo elettrico. Questa tecnica utilizza il fenomeno dell'elettroporazione delle cellule per rendere la membrana cellulare più permeabile al farmaco in modo da migliorarne l'efficacia.

Lo scopo di questo elaborato è di fornire al medico uno strumento per l'analisi di questi trattamenti attraverso lo studio dell'impedenza dei tessuti trattati.

Colgo l'occasione per ringraziare la Melanoma and Sarcoma Unit, Istituto Oncologico Veneto (IOV) Dpt. Of Oncological and Surgical Sciences – University of Padova per la concessione dei dati di pazienti sottoposti a trattamenti di elettrochemioterapia.

Desidero inoltre ringraziare il Prof. Fabrizio Dughiero per l'opportunità concessa e l'Ing. Elisabetta Sieni per la disponibilità e pazienza con cui mi ha seguito ed aiutato nella stesura di questa tesi.

Infine un grandissimo grazie alla mia famiglia che da sempre ha creduto e appoggiato le mie scelte non facendomi mai mancare il loro sostegno.

Padova, Novembre 2011 Diego Corradini

# **1 INTRODUZIONE**

In Italia ogni anno molte persone si ammalano di tumore, si parla di circa 280.000 persone di cui 152.000 muoiono a causa di un tumore maligno. La probabilità di ammalarsi nel corso della vita è stimata intorno al 32.6% per gli uomini e 22.9% per le donne. La maggior parte dei tumori maligni inoltre può produrre anche metastasi cutanee, che secondo recenti studi si presentano nel 3-10% dei casi. Oltre ai più diffusi tumori cutanei, melanomi ed epiteliomi, alcune tipologie di tumore maligno, soprattutto in fase avanzata, hanno un'elevata probabilità di generare metastasi cutanee.

Le terapie tradizionali quali la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia, l'ipertermia mediante perfusione, la criochirurgia, a volte non riescono ad aggredire in modo efficace le metastasi cutanee, soprattutto se localizzate in zone delicate quali testa e collo, zone genitali e anali. In queste situazioni una nuova terapia chiamata elettrochemioterapia, che sfrutta il fenomeno di elettropermeabilizzazione delle cellule, può aiutare il medico a controllare la malattia e a migliorare la qualità di vita del paziente oncologico [1].

## 1.1 Definizioni e concetti base

L'elettroporazione (EP) aumenta la permeabilità della membrana cellulare agli ioni e ad alcune macromolecole e si ottiene esponendo la cellula ad un treno di impulsi di campo elettrico di elevata intensità (1000 V/cm) e breve durata (100 $\mu$ s). A seconda dell'intensità del campo elettrico l'EP può essere reversibile o irreversibile.

In Fig 1.1 sono rappresentate le applicazioni relative ai tipi di EP.



**Fig 1.1** Tipi di elettroporazione e relative applicazioni [http://sites.google.com/site/antoniivorra/home/electroporation].

In campo medico l'EP irreversibile ha trovato impiego come procedura chirurgica minimamente invasiva per l'ablazione dei tessuti indesiderati con importanti vantaggi rispetto alle tecniche di ablazione termica.

L'EP reversibile dei tessuti viventi è la base per diverse applicazioni terapeutiche in ambito clinico come introduzione di geni nelle cellule e l'introduzione di farmaci anti-tumorali nelle cellule, quest'ultimo trattamento prende il nome di elettrochemioterapia (ECT).

# **1.2** Storia dell'elettroporazione

L'elettroporazione ha recentemente generato grande entusiasmo nei campi della biotecnologia e della medicina per i numerosi orizzonti che ha aperto. Questa tecnica è stata osservata per la prima volta intorno al 1750, periodo in cui grandi scienziati fecero scoperte fondamentali per lo sviluppo della bioelettricità.

Si ricorda che Luigi Galvani (1737-1798) fu il primo a osservare gli effetti dell'elettricità sui tessuti biologici. Celebre fu il suo l'esperimento condotto su di una rana morta, nel quale osservò che eccitando con delle scariche elettriche i suoi nervi crurali si generavano delle contrazioni sui muscoli delle gambe.

La prima descrizione scientifica dell'elettroporazione si può trovare nel libro 'Ricerche sulle cause di particolari fenomeni elettrici' scritto dall'abate Nollet nel 1754, nel quale si cita la comparsa di macchie rosse sulla pelle sottoposta a campo elettrico sia di uomini sia di animali [2].

I primi esperimenti teorici di elettroporazione del doppio strato lipidico sono invece più recenti e risalgono agli anni '70 del secolo scorso; come risultato di questi studi venne realizzata da parte di Neumann e suoi collaboratori la prima pubblicazione in merito all'elettroporazione (1982) per il trasferimento di geni in cellule di roditore [3].

Successivamente l'applicazione del fenomeno dell'elettroporazione si diffuse grazie alla costruzione di elettroporatori a campo elettrico variabile nel tempo, utilizzati per il trasferimento di molecole attraverso il doppio strato lipidico e per aumentare l'assorbimento di agenti chemioterapici all'interno delle cellule malate.

La prima esperienza clinica per il trattamento di tumori cutanei e sub-cutanei tramite elettrochemioterapia, è stata eseguita nei primi anni '90 dal dr. L. M. Mir [4].

Un riassunto con le tappe fondamentali della storia dell'EP si può osservare in Fig 1.2.

1754	Il fenomeno dell'elettroporazione viene osservato per la prima volta Abate Nollet, in seguito all'applicazione di impulsi elettrici notò la comparsa di macchie rosse sulle zone della pelle trattate [2].
1957	Stämpfli osservò che l'applicazione di una tensione esterna a livello della membrana cellulare causa la formazione reversibile di pori in corrispondenza del doppio strato lipidico, dopo il raggiungimento di un certo valore di soglia [5].
1961	Prime applicazione industriali dell'elettroporazione irreversibile per la sterilizzazione degli alimenti.
—— 1978	Pastushenko e altri studiosi affermarono che la rottura di una membrana lipidica a doppio strato mediante applicazione di un campo elettrico esterno è correlata alla comparsa di pori superficiali [6].
——1981	Weaver e Mintzer scoprirono che la tensione transmembranale indotta aumentava la produzione di pori [7].
1982	Neumann realizza la prima pubblicazione in merito all'elettroporazione sul trasferimento di geni in cellule di roditore [3].
1991	Mir ed altri studiosi dimostrarono che determinate molecole citotossiche potevano essere introdotte all'interno delle cellule mediante l'applicazione di impulsi elettrici [4].
2006	Nuccitelli utilizza l'elettroporazione irreversibile come tecnica ablativa di tessuti in ambito medico [8].

Fig 1.2 Linea temporale che percorre le tappe principali della storia dell'elettroporazione.

# **1.3** Elettrochemioterapia

L'ECT è una chemioterapia adiuvata dall'applicazione di impulsi elettrici nella zona tumorale per facilitare l'assorbimento dei farmaci, in particolare la bleomicina e il cisplatino, da parte delle cellule tumorali.

Mediante elettroporazione quindi si aumenta l'assorbimento dei medicinali che in condizioni normali attraversano solo in piccola parte la membrana plasmatica. La schematizzazione in Fig 1.3 raffigura i principale step del trattamento.



Fig 1.3 Meccanismo di azione dell'elettrochemiotarapia [9].

L'ECT offre numerosi vantaggi rispetto alle terapie tradizionali:

- Efficacia indipendente dall'istologia del tumore;
- Trattamento effettuabile in una singola seduta e, se necessario, può essere ripetuto;
- Possibile impiego concomitante di altre terapie (ad es. radioterapia e terapia genica);
- Piccole dosi di farmaci, che in condizioni ordinarie non porterebbero ad alcun effetto;
- Rispetto del tessuto sano e della funzionalità d'organo;
- Minimi effetti collaterali [9][10][11].

In uno studio relativo a tumori sulla pelle di varie istologie è stata dimostrata un'ottima efficienza di questo trattamento, la percentuale di cellule tumorali scomparse in seguito ad una sola applicazione del trattamento si avvicina al 90% del totale delle cellule malate [12].

Questi significativi risultati hanno portato la Comunità Europea a finanziare e promuovere un ampio studio clinico al fine di definire le Procedure Operative Standard per l'ElettroChemioTerapia in Europa (ESOPE) [13].

# **1.3.1 Elettroporatore**

L'elettroporatore è il dispositvo utilizzato per elettroporare i tessuti. Le sue parti principali sono:

- Generatore di impulsi
- Elettrodi

L'elettroporatore mostrato in Fig 1.4 è il Cliniporator<sup>®</sup>, prodotto dall'azienda italiana IGEA. E' l'unico elettroporatore studiato per essere usato nella pratica clinica dell'elettrochemioterapia.



Fig 1.4 Cliniporator<sup>®</sup> [www.igea.it].

L'efficacia dell'elettroporazione dipende dal tipo di impulso (durata, ampiezza e forma), impostabile attraverso il generatore di impulsi, e dal tipo di elettrodo usato, la scelta ottimale degli elementi del trattamento assicura la miglior elettroporazione del tessuto e varia a seconda dei diversi trattamenti.

Gli elettrodi vengono posizionati in modo da circondare completamente la zona tumorale. Ne esistono di diversi tipo, ad esempio per tumori superficiali si fa ricorso ad elettrodi a piattine, mentre per tumori a maggiore profondità si ricorre ad elettrodi ad ago.

In Fig 1.5 sono visualizzati alcuni modelli di elettrodi usati in ECT.



Fig 1.5 Alcune tipologie di elettrodi usati in ECT.

L'attuale protocollo medico per i trattamenti di ECT prevede che il segnale generato sia un'onda quadra formata da un treno di quattro o otto impulsi di durata 100 ciascuno e separati da 100 , con frequenza pari a 5 kHz [14].

Prestazione Cliniporator	
Ampiezza degli impulsi	(100-1000) volts
Numero di impulsi	1-20
Lunghezza degli impulsi	100 µs
Frequenza	(1-5000) Hz

# 2 IL SISTEMA CELLULA

# 2.1 Aspetti base

Gli organismi viventi sono sistemi complessi ed il loro funzionamento si basa su una struttura gerarchica che prevede livelli di organizzazione sempre più sofisticati (Fig 2.1), l'elemento costitutivo più semplice di questa organizzazione è la cellula.

La cellula è dunque l'unità strutturale e funzionale a tutti gli organismi viventi di cui ne possiede tutte le proprietà caratteristiche:

- Complessità strutturale
- Capacità di utilizzare energia
- Capacità di riprodursi
- Reattività all'ambiente esterno



Fig 2.1 Struttura gerarchica degli esseri viventi [15].

Le forme più semplici di organizzazione cellulare sono rappresentate dai batteri e da alcune alghe unicellulari, detti *procarioti*. Il livello successivo è occupato dagli organismi *eucarotici che possono essere sia unicellulari sia pluricellulari, come accade per gli organismi più evoluti. La cellula eucariota (Fig 2.2) presenta un livello di organizzazione molto più elevato rispetto a quello della cellula procariote.* 

La presenza di una membrana nucleare rappresenta l'elemento distintivo.



Fig 2.2 La cellula eucariota [http://it.wikipedia.org/wiki/File:Struttura\_della\_cellula\_animale.svg].

Le cellule simili sotto l'aspetto morfologico e funzionale si associano tra loro a formare i diversi tessuti biologici. I tessuti biologici possono essere considerati come "materiali compositi" costituiti da un numero variabile di cellule legate ad una sostanza denominata matrice extracellulare. Il numero delle cellule, la loro tipologia e le modalità di associazione, assieme ai rapporti quantitativi tra i diversi componenti della matrice extracellulare, determinano la struttura e le proprietà dei diversi tessuti [16].

# 2.2 Membrana cellulare

Le membrane cellulari sono strutture dinamiche e complesse che regolano, in modo estremamente selettivo il traffico di molecole tra l'esterno e l'interno della cellula e viceversa. Esse sono al tempo stesso resistenti, flessibili ed autosigillanti: quest'ultima proprietà consente alla membrana di autoripararsi qualora in essa si produca un foro (ad esempio per via meccanica con un ago).

Le membrane possono essere considerate essenzialmente come sistemi bidimensionali composti da un doppio strato lipidico di fosfolipidi in cui sono immerse proteine, organuli, canali ionici e pompe ioniche (Fig 2.3).



**Fig 2.3** Struttura e composizione della membrana cellulare [http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cell\_membrane\_detailed\_diagram\_4\_it.svg].

# 2.2.1 Trasporto attraverso la membrana plasmatica

La membrana plasmatica regola la trasmissione di sostanze tra la cellula e l'ambiente esterno. Per la sua capacità di selezionare il flusso in entrata ed in uscita è detta selettivamente permeabile.

I principali meccanismi di trasporto di piccole molecole da una parte all'altra della membrana sono:

- Canali ionici: sono strutture porose che consentono un flusso di ioni dall'esterno all' interno della cella o viceversa, o un flusso da una cellula all'altra (gap junctions). Queste strutture sono selettive per alcuni tipi di ioni e possono essere aperte o chiuse da alcuni segnali elettrici o chimici.
- Pori acquosi: formati da proteine di canale che permettono il passaggio da una parte all'altra della membrana.
- Pompe ioniche: permettono il trasporto di ioni attraverso la membrana spendendo energia (Trasporto Attivo).

## 2.2.2 Potenziale di membrana

Tutte le cellule viventi possiedono e mantengono una concentrazione di ioni diversa tra l'interno della cellula ed i liquidi extracellulari.

- Liquidi extracellulari  $\rightarrow$  elevata concentrazione di Na<sup>+</sup> e Cl<sup>-</sup>
- Liquidi intracellulari  $\rightarrow$

elevata concentrazione di  $K^+$ 

Gli ioni positivi sono presenti in lieve eccesso nel lato esterno della membrana, mentre quelli negativi all'interno. Questo squilibrio produce tra le due parti una differenza di carica elettrica che genera il potenziale di membrana.

Il potenziale di membrana a riposo si mantiene attorno ai valori medi di circa -70mV (tale valore differisce a seconda del tipo di cellula).

L'elettroporazione permette la formazione di pori idrofili che producono una ridistribuzione degli ioni sulla superficie della membrane. E' quindi possibile aumentare il potenziale di membrana e con esso la probabilità di passaggio di sostanze.

La tensione transmembranale di una cellula sottoposta ad un capo elettrico esterno è:

(2.1)

Se questa tensione supera un certo valore di soglia si avrà la formazione di pori acquosi sulla membrana come si può vedere da Fig 2.4.



**Fig 2.4** Formazione di pori acquosi sulla membrana una volta raggiunto il valore di soglia della tensione transmembranale.

# 2.3 Modellizzazione elettrica della cellula

Il modello elettrico usato da Fricke [17] nel 1920 è ancora oggi considerato una buona approssimazione per descrivere le proprietà elettriche della cellula fino a diversi MHz. In questo modello, rappresentato in Fig 2.5, ogni porzione infinitesimale di sostanza intracellulare ed extracellulare è modellata come una resistenza ed ogni porzione infinitesimale di membrana è modellata come una capacità. La teoria dei circuiti ci permette di combinare tutti gli elementi per formare un semplice circuito equivalente: una resistenza che rappresenta il mezzo extracellulare ( ) in parallelo con la combinazione di una serie di capacità ( ), che rappresenta la membrana, e un'altra che rappresenta la resistenza del mezzo intracellulare ( ). Gli stessi tre elementi del modello possono essere impiegati per rappresentare il comportamento dei tessuti.



Fig 2.5 Schematizzazione dei modelli elettrici della cellula e di un tessuto proposti da Fricke [17].

I liquidi intracellulari ed extracelullari sono soluzioni ioniche e sono rappresentati da un certo valore di conducibilità. La membrana cellulare come abbiamo visto nel paragrafo precedente è un sottile film composto da un doppio strato lipidico, è parzialmente permeabile ai lipidi ed alle molecole d'acqua ma è quasi impermeabile agli ioni. La sua conducibilità è quindi molto bassa e si può considerare come un buon dielettrico. Pertanto, la struttura struttura formata dal mezzo extracellulare, il doppio strato lipidico e il mezzo intracellulare è un sistema conductore-isolante-conduttore che si comporta come una capacità.

Nei modelli di Fig 2.6a è rappresentato il comportamento della corrente in funzione della frequenza: per basse frequenze la corrente non penetra all'interno della cellula, mentre correnti ad alta frequenza possono fluirvi liberamente. Per questo motivo l'impedenza del tessuto sarà superiore alle frequenze più basse (cioè |Z| = Re) rispetto alle frequenze più alte (|Z| = Re//Ri). Per le frequenze intermedie si manifesta un comportamento di transizione, in genere nella banda da circa 10 kHz a 1 MHz.



**Fig 2.6** a) Rappresentazione grafica del passaggio a basse ed a alte frequenze di correnti attraverso una sospensone di cellule o un tessuto. b) Grafico ideale dell'impedenza in funzione della frequenza in un tessuto vivente

La frequenza utilizzata nell'ECT è 5 kHz, dal grafico dell'impedenza in funzione della frequenza di Fig 2.6b risulta quindi che il modello elettrico della cellula durante il trattamento può essere approssimato ad un parallelo della resistenza R con la capacità

(Fig 2.7).



**Fig 2.7** Modello elettrico del tessuto sottoposto ad un trattamento di elettrochemioterapia ad una frequenza di 5 kHz.

# **3 PROPRIETÀ ELETTRICHE DEI TESSUTI BIOLOGICI**

# 3.1 Introduzione

I tessuti biologici si possono distinguere, relativamente alle loro caratteristiche elettriche, in due categorie:

• **Conduttori:** cariche libere di muoversi sotto l'effetto di un campo elettrico esterno, le quali danno origine ad una corrente. Considerando un segmento di parallelepipedo di area *A* e lunghezza *d* (Fig 3.1) i conduttori si possono caratterizzare con un valore di conduttanza:

- (3.1)

Dove la conducibilità indica l'abilità di trasportare cariche.



Fig 3.1 Conduttore di area A e lunghezza d.

• **Dielettrici:** cariche fisse, il campo esterno E<sub>0</sub> tende ad orientare i dipoli producendo un campo E<sub>P</sub> che si oppone ad E<sub>0</sub>.

Considerando due piastre di conduttore di area distanti d tra loro con all'interno un dielettrico (Fig 3.2),

Tali elementi si possono caratterizzare mediante un valore di capacità:

-

(3.2)

Dove la permittività caratterizza l'abilità del dielettrico ad immagazzinare cariche o a ruotare dipoli.



Fig 3.2 Dielettrico con piastre di area *A* distanti *d* tra loro.

I tessuti biologici presentano entrambe le caratteristiche e si possono caratterizzare attraverso un valore di permittività e uno conducibilità .

#### 3.1.1 Tessuto biologico come resistenza

Un tessuto biologico è costituito da diversi strati di cellule, che hanno proprietà elettriche differenti dovute alla conformazione delle cellule, un esempio è la loro geometria (differenziazione cellulare), il contenuto d'acqua, lo stato fisiologico e molto altro. E' necessario tener conto di questa non isotropia che si riflette sulle proprietà elettriche di ogni singolo strato in cui possiamo suddividere il campione di tessuto che si sta analizzando. Infatti possiamo rappresentare il sistema "tessuto" come composto da diversi strati di materiale omogeneo, ad ognuno dei quali sarà associato un valore di conducibilità (o alternativamente resistività).

Si ottiene quindi che il tessuto si può rappresentare come una serie di resistenze, una per ciascuno strato. Applicando una differenza di potenziale ai capi del sistema, ai capi di ogni strato-resistenza questa d.d.p. sarà proporzionale al suo valore, come mostrato in Fig 3.3. In particolare, nel tessuto si osserverà una maggiore d.d.p. nello strato in cui la resistività ha il valore maggiore.



Fig 3.3 Partitore di corrente.

#### 3.1.2 Tessuto biologico come condensatore

Il sistema tessuto biologico-elettrodi che si viene a formare durante i trattamenti di ECT può essere approssimato come un condensatore .

Essendo composto da diversi strati cellulari con costanti dielettriche 1, 2, ..., n si deve tenere conto della capacità totale:

Nel caso tessuti sovrapposti (Fig 3.4a), ovvero in serie:

Nel caso tessuti affiancati (Fig 3.4b), ovvero in parallelo:

— — (3.3b)



Fig 3.4 Condensatori piani a) dielettrico in serie b) dielettrico in parallelo [18].

Il modello di condensatore a facce piane è un'approssimazione, in realtà gli elettrodi dovrebbero essere considerati come dei cilindri filiformi.

#### 3.2 Dipendenza dalla frequenza

I materiali rispondono diversamente se esposti a corrente diretta (DC) o alternata (AC). Se il materiale è puramente resistivo, il sistema non è dipendente dalla frequenza f; la corrente è proporzionale alla tensione indipendentemente dalla frequenza. Tuttavia, in generale, i materiali hanno elementi capacitivi ed induttivi, il rapporto tra tensione e corrente dipende dalla frequenza ed è denominato *impedenza* (Z). L'impedenza è una quantità complessa composta da una parte resistiva R (parte reale) ed una reattanza X (parte immaginaria, dipendente dalla frequenza):

(3.4)

La resistenza può essere solo positiva, mentre la reattanza può essere positiva (di carattere induttivo, ) o negativa (di carattere capacitivo, ).

è la frequenza angolare.

Per la maggior parte dei materiali e sono dipendenti dalla frequenza. In Fig 3.5 è riportato un esempio del comportamento in frequenza di un tessuto biologico [19].



Fig 3.5 Tipica dipendenza dalla frequenza di un tessuto biologico [19].

# 3.3 Proprietà elettriche passive dei tessuti biologici

Lo studio delle proprietà elettriche passive<sup>1</sup> dei tessuti biologici è uno strumento di analisi per la ricerca biomedica e per la pratica medica. Dal momento che diversi tipi di tessuti presentano diversa conduttività, è facile immaginare che esso possa essere applicato per caratterizzare i tessuti. La tabella in Fig 3.6, usata nei modelli numerici per le simulazioni di trattamenti eletroporativi, da un'idea di come ogni tipo di tessuti possa essere identificato da un valore di conducibilità. Una classificazione dei tessuti in base ai loro valori di conducibilità sarebbe interessante per la diagnosi dei tumori. Purtroppo, anche se questa idea è nata molto tempo fa, solo alcuni significativi risultati sono stati ottenuti fino ad ora [20].

I maggiori problemi sono causati dalla valutazione delle caratteristiche elettriche dei tessuti biologici che risulta onerosa e complicata a causa di diversi fattori :

- Disomogeneità del tessuto: ogni tessuto biologico non è omogeneo. Basti pensare alla cellula, che è formata da una membrana lipidica contenente il citoplasma. La differenziazione delle cellule e quindi dei tessuti influisce non poco sulla correttezza della misura.
- Anisotropia: le caratteristiche di alcuni tessuti dipendono dall'orientazione cellulare. (es. fibre muscolari)
- Fattori Fisiologici: qualsiasi cambiamento fisiologico nel tessuto comporta cambiamenti nelle proprietà dielettriche del tessuto stesso. La temperatura influisce ad esempio sulla mobilità degli ioni come conseguenza del cambiamento di viscosità del fluido extracellulare. La variazione di molecole d'acqua immagazzinate nel tessuto, la presenza di grasso sono fattori che influiscono invece sulla conducibilità.
- Polarizzazione dell'elettrodo: ogni misura, come noto, è affetta da errore. Nel misurare le proprietà elettriche di un tessuto il problema che emerge sta nel fatto che le cariche molecolari presenti nel tessuto tendono a riorganizzarsi all'interfaccia dell'elettrodo, compromettendo così la misurazione, questo effetto è tanto maggiore quanto maggiore è la conducibilità del tessuto da analizzare. Pertanto per effettuare una misurazione più accurata si ricorre a diverse tecniche e aspettando un certo intervallo di tempo dopo aver inserito l'elettrodo nel tessuto prima di effettuare la rilevazione, in modo da attendere la stabilizzazione del processo di polarizzazione (tipicamente trenta minuti) [19].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Le proprietà elettriche passive sono determinate dall'osservazione della risposta elettrica dei tessuti. Risulterà che il tessuto può essere rappresentato mediante resistenze e condensatori. Alcuni tessuti biologici mostrano proprietà elettriche attive poiché sono in grado di generare correnti e tensioni (ad es. i nervi) [21].

Tissue	Conductivity $\gamma$ (S/m)	
Skin	0.04	
Fat	0.046	
Muscle	$\gamma_{xx} = 0.225$	
	$\gamma_{\rm vv} = 0.225$	
	$\gamma_{zz} = 0.9$	
Bone	0.025	
Connective tissue	0.025	
Intestine	0.55	
Kidneys	1.01	
Liver	0,333	
Lungs	0.07	
Heart	$\gamma_{xx} = 0.2$	
	$\gamma_{yy} = 0.2$	
	$\gamma_{zz} = 0.9$	
Tumor	0.125	

Electric Conductivities of the Tissues Used in the Model of the Mouse With Subcutaneous Tumor

**Fig 3.6** Tabella valori di conduttività di diversi tipi di tessuti, usata per i calcoli nei modelli numerici per la simulazione di trattamenti ECT.

#### 3.3.1 Valutazione campo elettrico nei tessuti

Si consideri la Fig 3.7 in cui è rappresentato il campo elettrico generato da una differenza di potenziale Vapplicata a due piastre distanti d tra loro, il quale vale:

- (3.3)

Nel caso dell'elettroporazione bisogna tenere in considerazione delle diverse costanti dielettriche relative che variano con la frequenza e da tessuto a tessuto. Si supponga che il campione da elettroporare sia composto da n strati con costante dielettrica differente, il campo  $E_n$  che si viene a creare all'interno dello strato n-esimo sarà:



Fig 3.7 Distribuzione del campo elettrico all'interno di un materiale costituito di diversi strati con costanti dielettriche differenti.

## 3.3.2 Campo elettrico di soglia dei tessuti biologici

La permeabilizzazione della membrana cellulare è associata al raggiungimento del potenziale di soglia transmembranale (2.1) indotto campo elettrico esterno. Quindi, affinché la membrana risulti elettroporata, l'intensità del campo elettrico applicato deve essere maggiore di un certo valore di soglia.

Il valore di soglia del campo elettrico è una caratteristica intrinseca dei tessuti, non ha importanza che tipo di elettrodo è in uso o se i tessuti coinvolti sono omogenei o disomogenei [20].

Ad esempio il campo elettrico di soglia è:

- compreso tra i 300 e 500 V/cm nei tumori [22];
- vicino ai 450 V/cm nei muscoli scheletrici [23];
- compreso tra i 330 e 370 V/cm nel tessuto epatico [14].

Oltre a questa soglia di raggiungimento della permeabilizzazione della membrana cellulare se ne può considerare una seconda il cui superameno produce un elettroporazione irreversibile, che porta alla necrosi cellulare.

Dal grafico di Fig 3.8 che rappresenta i tipi di elettroporazione in funzione di intensità di campo elettrico e lunghezza dell'impulso, si può notare la presenza delle due soglie di campo elettrico.



Fig 3.8 Tipi di EP in base all'intensità di campo elettrico e della lunghezza dell'impulso [24].

La tabella in Fig 3.9 contiene i valori delle due soglie di campo elettrico di alcuni tipi di tessuto utilizzati per i calcoli nei modelli numerici per la simulazione di trattamenti ECT.

57	Tissue Properties Used in the Numerical Model			
Tissue	$\sigma_{i}$ (S/m)	$\sigma_{z}$ (S/m)	$E_{rev}$ (V/cm)	E <sub>irr</sub> (V/cm)
Tumor	0.2	0.7	400	900
Vital organ	0.15	0.5	250	600
Healthy tissue	0.15	0.5	250	600

**Fig 3.9** Tabella valori di conduttività di diversi tipi di tessuti, usata per i calcoli nei modelli numerici per la simulazione di trattamenti ECT [20].

Tuttavia dati due elettrodi e tessuti con diverse caratteristiche elettriche non è semplice valutare la distribuzione di campo elettrico nel tessuto è molto più complesso di calcolare la tensione necessaria tra gli elettrodi.

Matematicamente il rapporto tensione-distanza dà un stima del campo elettrico solo nel caso si considerino impulsi in un tessuto omogeneo tra elettrodi piani paralleli la cui superficie è grande rispetto alla loro distanza, come si può vedere da Fig 3.10a. In Fig 310b è rappresentato un elettrodo composto da due righe di aghi, in questo caso il campo elettrico al suo interno non può essere approssimato dal rapporto tensione-distanza.



**Fig 3.10** Curve dello stesso campo elettrico in una sezione di tessuto omogeneo perpendicolari agli elettrodi: a) Campo elettrico pari a U/d, caso teorico in cui gli impulsi sono generati su elettrodi piani aventi superficie infinita. In questo esempio la distanza tra gli elettrodi è 4 mm mentre la tensione applicata è di 100 V, per cui U/d=250 V/cm.

b) Due righe di aghi sono utilizzate al posto degli elettrodi piani. Il campo elettrico all'interno della matrice di elettrodi non può essere approssimato dal rapporto tensione-distanza [20].

#### 3.4 Aumento di conducibilità in seguito a trattamenti di elettroporazione

Come già detto l'elettroporazione ha lo scopo di aprire dei pori nella membrana cellulare per favorire il passaggio di molecole. Dopo l'applicazione di impulsi di campo elettrico di adeguata intensità si nota che avviene un aumento della permeabilità della membrana cellulare che ha come conseguenza un aumento della conducibilità elettrica. La principale causa di questo incremento è legato al flusso di ioni che per diffusione iniziano a muoversi attraverso i pori che si vengono a creare sulla membrana. L'aumento di conducibilità inizia a manifestarsi al superamento della soglia di campo elettrico per cui la cellula inizia a permeabilizzarsi, è quindi fondamentale il suo studio per determinare se l'elettroporazione avviene.

Si è osservato che dopo l'applicazione di un impulso elettrico avviene un aumento temporaneo della conducibilità, la quale ritorna al valore iniziale quando non sono più applicati stimoli esterni. La fase in cui la cellula cerca di riportarsi nelle condizionali iniziali è detta di "recovery" che termina con la chiusura dei pori che si erano creati sulla membrana in seguito all'impulso elettrico. Per frequenze di impulsi alte oppure per campi elettrici elevati, la fase di recovery non riesce a raggiungere il valore iniziale tra un impulso e l'altro [25].

Questo si ripercuote in un aumento, ad ogni impulso, della conducibilità totale, come si vede in Fig 3.11 in cui la conducibilità al secondo impulso raggiunge un valore più alto rispetto al 1° in corrispondenza di campi elettrici sopra gli 800 V/cm.



**Fig 3.11** Misura della conduttività in cellule soggette a differenti campi elettrici

durante un treno di otto impulsi di periodo 100  $\mu$ s [25].

# 4 ESPERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPEDENZA DI TESSUTI BIOLOGICI

## 4.1 Introduzione

La seguente esperienza è stata svolta con l'obiettivo di studiare un metodo di misura, adatto a misurare l'impedenza di un tessuto biologico tra due elettrodi, durante un trattamento elettroporativo.

#### 4.1.1 Simulazione tessuto biologico

Lo scopo principale dell'esperimento è di trovare un metodo per determinare l'impedenza di un tessuto biologico, perciò per motivi di semplicità, si è scelto di utilizzare un tessuto biologico vegetale, in questo caso una patata. Le caratteristiche biologiche dei tessuti vegetali si possono ricondurre a quelle dei tessuti umani, in entrambi infatti, la composizione principale è costituita da acqua al cui interno sono disciolti sali minerali. Dal punto di vista elettrico la cellula della patata può essere rappresentata dal modello elettrico mostrato in Fig.4.1 proposto da Hayden [26].

L'articolo di Hayden fornisce l'ordine di grandezza delle resistenze presenti nel modello, attraverso le formule di elettrotecnica relative alle serie e ai paralleli di resistenze si può semplificare il circuito iniziale con uno più semplice.



Fig 4.1 Schematizzazione elettrica della cellula di patata proposta da Hayden [26].

Si può notare come l'approssimazione del circuito elettrico della patata coincida con il circuito elettrico della cellula umana fornita da Fricke come riportato nel paragrafo 2.3.

Sempre nello stesso articolo è presente il grafico in Fig 4.2 che mostra l'evolversi dell'impedenza della patata in funzione della frequenza.



**Fig 4.2** Impedenza di un tessuto graficato in funzione della frequenza logaritmica. I) Patata isometrica, ○ dato sperimentale, ▲ dato calcolato; II) Erba medica, ○ dato sperimentale, ▲ dato calcolato [26].

La frequenza da valutare è quella utilizzata nell'ECT cioè 5 kHz. Da questo valore di resistenza, nel caso della patata si ottengono come dati sperimentali, da utilizzare come verifica per le prove che verranno effettuate, i seguenti valori di resistenza e capacità:

#### 4.1.2 Circuito RC parallelo

Dal precedente paragrafo si è visto come il modello elettrico di una patata si può ricondurre, come nel caso della cellula umana, ad una resistenza R in parallelo con una capacità C. Ai capi di questo bipolo sarà collegato un generatore di onde quadre che andrà a simulare il segnale di elettroporazione.

Le impedenze di una resistenza e una capacità sono rispettivamente:

(4.1) (4.2)

Si consideri Fig 4.3a, l'impedenza del circuito è pari a:

\_\_\_\_\_ (4.3)

Per lo studio di circuiti in parallelo conviene usare per un'altra grandezza, l'ammettenza *Y*, che non è altro che il reciproco dell'impedenza:

- - (4.4)

La parte reale G è detta conduttanza, mentre la parte immaginaria B è detta suscettanza.

Si procede ora allo studio del circuito in Fig 4.3:

- - (4.5)

Le correnti ai due rami sono date da

— (4.6) — (4.7)

In cui è la tensione erogata dal generatore, è la corrente che passa sulla resistenza, è la corrente che passa nel condensatore.

La corrente totale è la somma (1° legge di Kirchhoff) delle due correnti sopra citata:

(4.8)

I grafici presenti in Fig 4.3 rappresentano: b) la tensione ai capi del condensatore C, c) la corrente che attraversa la resistenza del generatore .

Gli andamenti temporali di tensione e correnti sono:

- Durante la carica del condensatore:

(4.9)

 		(4.10)
—	(4.11)	

La corrente totale circolante (4.8) durante la carica del condensatore risulta:

con , costante di tempo del circuito.

- Durante la scarica del condensatore:



La corrente totale circolante (4.8) durante la scarica del condensatore risulta:

**— — —** (4.15)

con , costante di tempo del circuito.

Il transitorio ha una durata di circa 4-5 , alla fine del quale il condensatore si può considerare completamente carico (o scarico) e viene raggiunta la condizione di stazionarietà:

- Carica , —
- Scarica



**Fig 4.3** a) Circuito RC parallelo collegato ad un generatore di tensione. b) Tensione misurata ai capi del condensatore. c) Corrente ai capi della resistenza del generatore .

#### 4.1.3 Descrizione segnale di ingresso

I segnali di ingesso usati durante le prove sono di due tipi:

#### 1. Onda quadra

Segnale usato per simulare il trattamento ECT, da cui si vuole ricavare le R e C incognite del tessuto.

#### 2. Onda sinusoidale

Segnale usato per ottenere degli ulteriori valori del misurando, da utilizzare come controprova per confermare l'attendibilità delle misure ricavate dall'onda quadra.

Lo studio del segnale è molto importante per ottenere la stima di R e C dei tessuti trattati. La durata dei tempi di salita e discesa, osservabili in Fig 5.2c, deve essere tenuta in considerazione quando si và a scegliere ed impostare l'oscilloscopio. Quest'ultimo infatti deve essere in grado di raccogliere un numero sufficiente di campioni per ottenere dei risultati accurati.

# 4.2 Materiali e metodi

Lo studio sperimentale che ha permesso di interpretare i dati provenienti dal generatore di impulsi per ECT è stato messo a punto in due fasi successive imponendo prima un carico noto (resistenza e capacità) e poi un carico incognito (tessuto) :

- 1. Componenti noti collegati come in figura 4.4 allo scopo di studiare il circuito di misura ed il comportamento della strumentazione.
- 2. Tessuto vegetale omogeneo prima e disomogeneo dopo, in cui erano incogniti i valori della parte resistiva, R, e capacitiva, C.

# 4.2.1 Componenti elettronici

Gli strumenti utilizzati nella parte sperimentale sono:

# • OSCILLOSCOPIO DIGITALE (TDS 4200B)

L'oscilloscopio digitale (DSO) è necessario per catturare le forme d'onda ai capi dei componenti del circuito di misura. Si richiede che abbia tempi di acquisizione dei campioni dell'ordine delle centinaia di ns e la possibilità di trasferire le informazioni raccolte ad un computer tramite un collegamento diretto oppure utilizzando una chiave USB. Il modello utilizzato è il TDS 4200B prodotto da Tektronix con una banda di 100 MHz.

• GENERATORE DI FUNZIONI (NOME)

Per applicare un segnale che simuli quello utilizzato nei trattamenti di elettroporazione è necessario un generatore di funzioni in grado di fornire un'onda quadra ad una frequenza di 5 kHz. Inoltre per verificare l'attendibilità delle misure fatte è richiesto che sia in grado di generare anche un'onda sinusoidale.

La sua impedenza di uscita è di 50  $\Omega$ .

## • RESISTENZE E CONDENSATORI

Come resistenze di misura si sono utilizzate due resistenze una da 100  $\Omega$  ed una da 1 K $\Omega$ . Il motivo per cui ne sono presenti due è perché in caso di tensioni elevate ci si collega alla resistenza più piccola in modo da proteggere eventuali strumenti sensibili come ad esempio il DSO. Sono inoltre state utilizzate altre resistenze e condensatori di varie grandezze (R $\approx$ 100 $\Omega$ -10K $\Omega$ , C $\approx$ 1-100nF), in sostituzione del tessuto biologico, allo scopo di studiare il circuito di misura.

## • SONDA DI TENSIONE DIFFERENZIALE

Sono dei tipi di sonde in grado di ricavare valori di tensione anche in parti di circuito in cui non è presente nessun terminale collegato a massa. Bisogna tenere conto del fatto che possono attenuare il segnale; la sonda utilizzata attenuava il segnale misurato di un fattore 20.

## • COMPUTER

L'utilizzo di un computer è fondamentale per lo studio dei dati acquisiti, inoltre è stato usato per lo sviluppo del software di analisi dei dati di cui si discuterà nel capitolo successivo. Il tipo di computer da utilizzare dipende dai software che si intendono utilizzare, se si usano programmi sofisticati (es, Matlab, MathWorks) è necessario utilizzare computer recenti con tecnologia Pentium.

#### • MISURANDO

Come già accennato per il misurando, ovvero il tessuto biologico, è stata utilizzata inizialmente una patata, nella quale successivamente è stato inserito un gel di Meat Liver Agar<sup>2</sup> al 2%.

#### 4.2.2 Realizzazione circuito di misura

Il circuito, rappresentato in Fig 4.4 e in Fig 4.5 per determinare l'impedenza incognita, è stato montato utilizzando dei componenti commerciali. Oltre alle strumentazioni elettroniche elencate nel paragrafo precedente sono stati necessari: un circuito su cui collegare le varie parti elettriche, due elettrodi, due sonde di tensione per collegare il circuito all'oscilloscopio digitale. Di seguito sono elencati i passaggi per la sua realizzazione:

- 1. Inserire in un contenitore il tessuto che si vuole studiare ed impiantarvi gli elettrodi alla profondità ed alla distanza scelta;
- 2. Collegare le due resistenze di misura in serie tra loro e, successivamente, ad uno degli elettrodi impiantati nel tessuto;
- 3. Collegare il generatore di funzioni ai capi liberi delle serie di resistenze e degli elettrodi;
- 4. Collegare una sonda di tensione ai capi della resistenza di misura scelta e allacciarla al canale del DSO CH1;
- 5. Collegare una sonda differenziale di tensione ai capi degli elettrodi e allacciarla al canale del DSO CH2;
- 6. Impostare il generatore di funzioni in modo da generare un treno di impulsi di onde quadre con la frequenza prestabilita;
- 7. Settare il DSO in modo da visualizzare i due canali e da acquisire il più alto numero di campioni possibile per entrambi i segnali in modo da ottenere dei risultati più accurati.

<sup>2</sup> Meat Liver Agar - Fluka	
Composition :	
Meat Liver base	20.0 g/l
D(+)-Glucose	0.75 g/l
Starch	0.75 g/l
Sodium sulfite	1.2 g/l
Ammonium ferric citrate	11.0 g/l
Agar	11.0 g/l
Final pH	$7.6 \pm 0.2$ at $25^{\circ}$ C

Utilizzata per la coltivazione di microorganismi anaerobi



Fig 4.4 Rappresentazione del circuito di misura collegato ad i vari dispositivi elettronici necessari per l'acquisizione dei dati.



Fig 4.5 Foto del circuito di misura e dei dispositivi utilizzati in laboratorio.

#### 4.2.3 Procedura per ricavare la sintesi di impedenza

Di seguito sono elencati i passi del metodo utilizzato per ricavare l'impedenza a partire dai dati ottenuti con il circuito di misura di Fig 4.4:

1. **Corrente di maglia** : Il primo passo consiste nel determinare la corrente di maglia , cioè la corrente che circola nel circuito una volta che il condensatore C è carico. La si determina leggendo il valore della tensione dalla sonda di tensione collegata ai capi di

. Come valore della tensione si utilizza quello presente nei tratti in cui il grafico visualizzato sul DSO del CH1 è costante e lo si divide per la resistenza di misura nota. In Fig 4.6 è visibile il segnale della tensione ai capi di , l'ovale rappresenta la parte costante del grafico da cui si prende la tensione .



**Fig 4.6** Grafico della tensione ai capi della resistenza di misura, in cui è evidenziata la parte costante che sarà utilizzata nei calcoli.

La corrente ottenuta è la corrente che passa esclusivamente sulla del modello di tessuto dato che il condensatore è completamente carico.

**2. Resistenza del tessuto** : Usando la sonda differenziale è possibile ricavare la tensione ai capi degli elettrodi. Anche in questo caso si prenderà il valore di tensione nei tratti costanti del grafico costanti, evidenziato in Fig 4.7, bisogna tener conto del fattore di attenuazione, in questo caso 20:



Fig 4.7 Grafico della tensione ai capi degli elettrodi, in cui è evidenziata la parte costante che sarà utilizzata nei calcoli.

Dividendo questo valore per la corrente di maglia (4.16) si ottiene il valore della resistenza del tessuto cercata :

3. **Capacità del tessuto** : Si può ricavare analizzando il transitorio di scarica oppure quello di carica. Considerando la scarica (4.13) si ottiene:



Fig 4.8 Calcolo della costante di tempo durante la scarica di un condensatore.

Il valore di tensione trovato dalla formula (4.19) viene poi ricercato nel grafico di ; l'utilizzo del computer permette di effettuare questa operazione in modo più semplice ed efficace rispetto che a leggerlo direttamente dal DSO. Una volta trovato si osserva il tempo corrispondente che viene indicato con . Con invece si fa riferimento all'ultimo istante di tempo prima della scarica. Dalla loro differenza si ricava la costante di tempo caratteristica del circuito:

(4.20)

nel caso di un circuito RC parallelo è pari a:

indica la resistenza equivalente di due resistenze poste in parallelo tra loro

- (4.21)

Per cui la capacità incognita del tessuto risulta essere:

4. **Verifica dei risultati:** Per l'attendibilità dei risultati si prendono in considerazione inizialmente i dati provenienti dalla letteratura, i quali servono a fornirci un'unità di grandezza dei misurandi.

Successivamente, come accennato in precedenza, si userà come segnale d'ingresso un'onda sinusoidale con l'obiettivo di ottenere degli ulteriori risultati da utilizzare come verifica. Una volta impostato il generatore di funzioni in modo da generare tale onda, si misura lo sfasamento tra tensione ai capi del tessuto e la tensione ai capi della resistenza di misura.
\_\_\_\_\_(4.22)

Ricavato lo sfasamento  $\alpha$  si procede al calcolo dell'inverso dell'impedenza, l'ammettenza, del circuito parallelo.

- (4.24) , -

\_\_\_\_

La parte resistenza e la capacità possono essere ricavate dalla parte reale ed immaginaria:

(4.25)

—

# 4.3 Risultati

Le prove seguenti sono state realizzate per capire il comportamento dell'impedenza del carico considerando tessuti biologici omogenei e disomogenei. I materiali sono stati disposti su un contenitore di lunghezza 3 cm, larghezza 1,5 cm e profondità 2 cm; gli elettrodi usati sono ad ago, con diametro pari ad 1,5 mm. Sono stati impianti ad una profondità di circa 1,5 cm e posti distanti 2 cm uno dall'altro. In Fig 4.10 sono rappresentate come sono state realizzate le tre prove e in che modo sono stati disposti gli elettrodi.

Il confronto con i dati presi dalla letteratura può essere utile solamente come confronto dell'ordine di grandezza, a causa delle differenze tra le due esperienze:

- Diverso tipo e geometria di posizionamento degli elettrodi;
- Contenitore differente;
- Tipi di patata e loro conservazione differente.



Fig 4.10 Le immagini mostrano il contenuto del contenitore visto dall'alto:

a) Prova tessuto omogeneo: solo patata;

b) Prova tessuto disomogeneo: metà patata, metà agar;

c) Prova tessuto disomogeneo: 2/3 patata, 1/3 agar;

d) Dimensioni e posizionamento degli elettrodi nelle tre prove.

La tensione erogata dal generatore è sempre di 10 V sia nel caso di onda quadra che di onda sinusoidale.

Per ciascuna delle 3 prove si riportano i seguenti dati:

- 1. Calcolo della corrente di maglia
- 2. Calcolo della resistenza incognita del tessuto biologico
- 3. Calcolo della capacità incognita del tessuto biologico
- 4. Verifica dei risultati con onda sinusoidale

#### 4.3.1 Tessuto omogeneo: patata

In Fig 4.11a è visualizzato lo schermo del DSO in cui si possono distinguere le due uscite del circuito di misura, in arancione la tensione ai capi della resistenza di misura mentre in azzurro la tensione ai capi degli elettrodi impiantati nel tessuto. La Fig 4.11b è la foto del tessuto biologico, di cui si vuole ricavare l'impedenza.

1. Calcolo della corrente di maglia (Onda quadra)

260 mV	100 Ω	2,6 mA

2. Calcolo della resistenza incognita del tessuto biologico

10,24 V	3938 Ω

3. Calcolo della capacità incognita del tessuto biologico

3,95 V	1,6 µs	97,52 Ω	16 nF

4. Verifica dei risultati (Onda sinusoidale)



I risultati ottenuti si possono considerare probabili dato che gli ordini di grandezza corrispondono a quelli presenti in letteratura, inoltre la verifica in sinusoidale ha restituito valori simili confermando i calcoli.



Fig 4.11 a) Visualizzazione sul DSO delle uscite del circuito di misura.b) Misurando tessuto omogeneo: patata.

### 4.3.2 Tessuto disomogeneo: patata + agar

In Fig 4.12a è visualizzato lo schermo del DSO in cui si possono distinguere le due uscite del circuito di misura, in arancione la tensione ai capi della resistenza di misura mentre in azzurro la tensione ai capi degli elettrodi impiantati nel tessuto. La Fig 4.12b è la foto del tessuto biologico, di cui si vuole ricavare l'impedenza.

1. Calcolo della corrente di maglia (Onda quadra)

480 mV	100 Ω	4,8 mA

2. Calcolo della resistenza incognita del tessuto biologico



3. Calcolo della capacità incognita del tessuto biologico

2,9 V	1,2 µs	94 Ω	13 nF

4. Verifica dei risultati (Onda sinusoidale)

1075 Ω	6 nF

I risultati ottenuti si possono considerare probabili dato che gli ordini di grandezza corrispondono a quelli presenti in letteratura, inoltre la verifica in sinusoidale ha restituito valori simili confermando i calcoli. La resistenza risulta essere minore di quella ottenuta nella prova con solo la patata, tale risultato è confermato dai valori sperimentali di conducibilità dei due materiali:

- Patata	[27];
- Agar	[28].



Fig 4.12 a) Visualizzazione sul DSO delle uscite del circuito di misura.b) Misurando tessuto disomogeneo: metà patata, metà agar.

### 4.3.3 Tessuto disomogeneo: patata + agar + patata

In Fig 4.13a è visualizzato lo schermo del DSO in cui si possono distinguere le due uscite del circuito di misura, in arancione la tensione ai capi della resistenza di misura mentre in azzurro la tensione ai capi degli elettrodi impiantati nel tessuto. La Fig 4.13b è la foto del tessuto biologico, di cui si vuole ricavare l'impedenza.

1. Calcolo della corrente di maglia (Onda quadra)

480 mV	100 Ω	4,8 mA

2. Calcolo della resistenza incognita del tessuto biologico

7,68 V	1600 Ω

3. Calcolo della capacità incognita del tessuto biologico

2,96 V	1,7 μs	97,52 Ω	18 nF

4. Verifica dei risultati (Onda sinusoidale)

1098 Ω	11 nF

I risultati ottenuti si possono considerare probabili dato si avvicinano a quelli ottenuti nella prova precedente. Inoltre la verifica in sinusoidale ha restituito valori simili confermando i calcoli.



**Fig 4.13** a) Visualizzazione sul DSO delle uscite del circuito di misura. b) Misurando tessuto disomogeneo: 2/3 patata, 1/3 agar.

# 4.4 Conclusioni

I valori ricavati di resistenza e capacità ottenuti dalle prove svolte in laboratorio si possono considerare accettabili dato che sono simili ai valori presi dalla letteratura e dalle controprove svolte utilizzando come segnale in ingresso un'onda sinusoidale. Per questo motivo il metodo di calcolo studiato per determinare l'impedenza di tessuti biologici durante trattamenti di elettroporazione è da considerarsi accettabile.

# 5 PROGETTAZIONE DI UN SOFTWARE PER L'ANALISI DEI DATI DI TRATTAMENTI ELETTROPORATIVI

# 5.1 Introduzione

Lo scopo con cui è stato implementato il seguente software è stato quello di fornire al medico uno strumento di aiuto nell'analisi dei dati raccolti da trattamenti di ECT.

L'esperienza condotta in laboratorio, sulla valutazione dell'impedenza di tessuti biologici percorsi da un segnale di onda quadra, esposta nel capitolo 4, ha fornito un metodo per ricavare i valori di resistenza e capacità del tessuto durante l'ECT.

Dall'analisi di questi dati il medico potrà ricavare informazioni tra cui:

- Efficacia del trattamento;
- Classificazione dei tessuti trattati.

## 5.2 Segnale in ingresso

Nei dati dei trattamenti raccolti il segnale di tensione generato dall'elettroporatore è quello relativo al generico protocollo medico per l'ECT, visibile in Fig 5.1, cioè un'onda quadra di tensione, formata da otto impulsi ciascuno di periodo di 200 con frequenza di 5kHz.



Fig 5.1 Impulsi di tensione generati dall'elettroporatore.

L'elettroporatore per uso clinico è in grado di memorizzare il segnale di tensione e la corrispondente corrente che attraversa le sonde dell'elettrodo. Occorre notare che, per motivi di spazio di memoria, vengono memorizzati dalla macchina solamente i 100 relativi alla parte alta dell'impulso ed i successivi 20 . L'ampiezza dell'impulso generato è legata alla distanza degli elettrodi. Cioè più distanti sono gli elettrodi più alta è la tensione fornita. Bisogna mettere in evidenza che il treno di impulsi generato è ordinato in modo tale da iniziare con le tensioni più alte per poi decrescere fino a quelle più basse come si può vedere in Fig 5.2a, in cui è riportata la tensione di due gruppi di otto impulsi per elettrodi posti a diversa distanza.

Purtroppo i dati raccolti sono campionati uno ogni 1 , con questa risoluzione non è possibile ricavare un valore attendibile della capacità del tessuto .



Fig 5.2 Segnali memorizzati dalla macchina durante un trattamento:

a) Treno impulsi di tensione avente diverse ampiezze;

b) Treno impulsi di corrente;

c) Tensione durante un impulso, si possono apprezzare i tempi di salita e discesa (linee rosse verticali).

# 5.3 Algoritmo per il calcolo della resistenza

L'algoritmo che permette di ottenere i valori di resistenza è il cuore del software. I dati registrati dalla macchina per ECT per uso clinico dopo un trattamento sono i valori campionati di:

- Tempo;
- Tensione;
- Corrente.

Nel capitolo 4 è stato esposto il metodo per ricavare un parametro di resistenza da tessuti biologici durante un trattamento elettroporativo. Questo metodo è utilizzato dall'algoritmo di calcolo per estrarre dai dati di tensione e corrente dei valori di resistenza che possono caratterizzare la zona di tessuto trattato.

In particolare le fasi di analisi dei dati sono le seguenti:

- 1. Si divide il segnale in modo da valutare singolarmente ogni impulso.
- 2. Per ogni impulso si ricava il massimo della tensione presente, la quale viene moltiplicata per un adeguato valore percentuale in modo da ottenere un range di valori ammissibile. Il range di tensione visibile in Fig 5.3 racchiude tutti i campioni compresi tra il massimo valore di tensione e la linea blu orizzontale. Questo intervallo racchiude i campioni per cui il grafico della tensione tende ad essere costante.



Fig 5.3 Parti alte di impulsi di tensione, le linee blu orizzontali delimitano l'intervallo di valori che verranno utilizzati per calcolare la resistenza.

- 3. Si considerano validi i campioni che hanno la derivata discreta della tensione nulla.
- 4. Si controlla che il segnale analizza siano almeno 20 campioni validi. In caso contrario l'impulso non è adeguato e la misura non potrà essere attendibile, si pone la resistenza a zero e si passa all'impulso successivo (punto 2). Un esempio è mostrato in Fig 5.4 nel quale si vede un treno di impulsi di tensione formato da solo sette impulsi di cui l'ultimo costituito da solo un picco di pochi, su quest'ultimo l'algoritmo non trova il numero minimo di campioni impostato e

pone la resistenza corrispondente a tale impulso a zero. Questo genere di impulsi si possono venire a creare a causa del sistema di sicurezza dell'elettroporatore che in caso di sovracorrenti circolanti tra gli elettrodi blocca il

segnale in ingresso.



Fig 5.4 a) Impulsi di tensione memorizzati dalla macchina.b) Valori di resistenza ricavati dall'elaborazione dei dati memorizzati dalla macchina.

- 5. Ciascun valore di tensione viene diviso per il corrispondente valore di corrente per ottenere un valore di resistenza.
- 6. Si calcola la media di questi valori di resistenza che è considerata, ai fini di questa analisi, rappresentativa delle resistenze dell'impulso.
- 7. Dall'insieme delle resistenze calcolate inoltre si estrapola la resistenza minima, quella massima e la loro dispersione mediante la deviazione standard.
- 8. Alla fine di ogni blocco, ovvero ogni otto impulsi, vengono calcolati i valori statistici di: resistenza massima,minima e media, relativi ad esso.

Il codice dettagliato dell'algoritmo è consultabile nel punto C dell'appendice contente il codice Matlab.

# 5.4 Manuale utente

Il software, come spiegato all'inizio del capitolo, è stato concepito con l'obiettivo di diventare uno strumento di analisi di dati provenienti da trattamenti di elettroporazione.

I file sorgente prodotti dall'elettroporatore che il programma dovrà leggere ed interpretare sono di tipo xml<sup>3</sup>, xls, xlsx.

Dalla lettura di questi dati sorgente il software calcolerà i valori di resistenza del tessuto durante il trattamento, utilizzando l'algoritmo esposto nel paragrafo precedente, e li salverà in appositi fogli excel.

Il software è stato programmato in ambiente Matlab, il codice scritto per le principali funzioni è consultabile nell'Appendice A.

# 5.4.1 Gestione file dati

Una volta avviato il software viene visualizzata la finestra iniziale, visibile in Fig 5.5. All'inizio, l'unica operazione ammessa è il caricamento dei file; per procedere a tale operazione è necessario cliccare sul pulsante 'Carica' e successivamente selezionare il percorso del file desiderato all'interno del computer nella finestra che apparirà elencando le risorse presenti nel computer. Si possono caricare fino ad un massimo di 4 file.

E' inoltre presente la possibilità di togliere un file caricato dalla lista dei file da analizzare attraverso la pressione del pulsante 'Elimina'.



Fig 5.5 Finestra principale al lancio del programma.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>xml è un linguaggio di markup, ovvero un insieme di regole che descrivono i meccanismi di rappresentazione di un testo che, utilizzando convenzioni standardizzate, sono utilizzabili su più supporti.

Se l'operazione di caricamento è andata a buon fine, apparirà sulla prima casella di testo il percorso del file caricato (Fig 5.6).

🛃 EP Analysis Software		
	EP Data Analysis	
Carica	File dati : K:\elettroporazione\dati\GA_vitae\GA_2.xlsx	Anelizza
Elimina		Analizza
		Analizza
		Analizza

**Fig 5.6** Finestra principale dopo il caricamento di un file dati.

## 5.4.2 Analisi dei singoli file dati

L'utente, dopo aver caricato almeno un file dati, può passare all'operazione di analisi. Per procedere all'analisi dei singoli file è necessario premere il pulsante 'Analizza' alla destra della text box in cui è presente il nome del file che si vuole studiare. Questo comando fa aprire due nuove finestre:

La prima finestra (Fig 5.7) contiene una tabella coni i parametri con cui è stato impostato l'elettroporatore, ogni sua riga è composta dalle seguenti informazioni:

- Elettrodo di partenza della scarica;
- Elettrodo di arrivo della scarica;
- Distanza tra le sonde, espressa in millimetri;
- Ampiezza di tensione dell'impulso;
- Durata dei singoli impulsi;
- Numero di impulsi con queste caratteristiche;
- Campo elettrico, calcolato come rapporto tra ampiezza e distanza, espresso in .

ProbeFor         ProbeTo         Distance         Amp         PulseL         PulseN         E [V/cm]           1         2         20         2000         100         8         1000           1         4         20         2000         100         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           3         2         220         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         30000         100         8         1000           3         5         30         30000         100         8         1000           3         5         30         30000         100         8         1000           3         5         20         2000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20 <td< th=""><th>ProbeFrom         ProbeTo         Distance         Amp         PulseL         PulseN         E [V/cm]           1         2         20         2000         1000         8         1000           1         4         20         2000         1000         8         1000           1         4         20         2000         1000         8         1000           1         5         30         3000         1000         8         1000           5         2         225         2500         1000         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         20         2000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000</th><th>Eile</th><th>e <u>E</u>dit ⊻</th><th>iew</th><th>Insert</th><th>Tools</th><th>Desktop</th><th>Window</th><th>Help</th><th></th><th></th><th></th></td<>	ProbeFrom         ProbeTo         Distance         Amp         PulseL         PulseN         E [V/cm]           1         2         20         2000         1000         8         1000           1         4         20         2000         1000         8         1000           1         4         20         2000         1000         8         1000           1         5         30         3000         1000         8         1000           5         2         225         2500         1000         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         20         2000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	Eile	e <u>E</u> dit ⊻	iew	Insert	Tools	Desktop	Window	Help			
ProbeFrom         ProbeTo         Distance         Amp         PulseL         PulseN         E[V/cm]           I         2         20         2000         100         8         1000           1         4         20         2000         100         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         250         2100         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         20         2000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	ProbeFrom         ProbeTo         Distance         Amp         PulseL         PulseN         E [V/cm]           1         2         20         2000         100         8         1000           1         4         20         2000         100         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         225         2500         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000							PARAM	METRI ELET	TRODI		
ProbeFrom         ProbeTo         Distance         Amp         PulseL         PulseN         E [V/m]           1         4         20         2000         1000         8         1000           1         4         20         2000         1000         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         225         2500         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         20         2000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	ProbeFrom         Probe To         Distance         Amp         PulseL         PulseN         E [V/cm]           1         2         2000         1000         8         1000           1         4         20         2000         1000         8         1000           1         5         30         3000         1000         8         1000           4         2         2.7         2700         1000         8         1000           5         2         2.25         2500         1000         8         1000           3         6         2.7         2700         1000         8         1000           3         6         2.7         2700         1000         8         1000           3         5         30         30000         1000         8         1000           4         5         20         20000         1000         8         1000           5         6         20         20000         1000         8         1000			Constant of				Pazien	te:xxx A	ge :xxx		
11         2         20         2000         100         8         1000           1         4         20         2000         100         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           3         2         25         2500         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	1         2         20         2000         100         8         1000           1         4         20         2000         100         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         25         2500         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         20         2000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000		ProbeFro	m	Probe	То	Distance	A	mp	PulseL	PulseN	E [V/cm]
1         4         20         2000         100         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         25         2500         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	1         4         20         2000         100         8         1000           1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         25         2500         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000			1		2		20	2000	100	8	1000
1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         25         2500         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         20         2000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	1         5         30         3000         100         8         1000           4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         25         2500         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000			1		4		20	2000	100	8	1000
4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         25         2500         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	4         2         27         2700         100         8         1000           5         2         25         2500         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000			1		5		30	3000	100	8	1000
5         2         25         2000         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	5         2         25         2000         100         8         1000           3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000			4		2		27	2700	100	8	1000
3         6         27         2700         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	3         2         20         2000         100         8         1000           3         6         27         2700         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	1		5		2		25	2500	100	8	1000
3 5 30 3000 100 8 1000 4 5 20 2000 100 8 1000 5 6 20 2000 100 8 1000	3         5         30         3000         100         8         1000           3         5         30         3000         100         8         1000           4         5         20         2000         100         8         1000           5         6         20         2000         100         8         1000	ł		0		2		20	2000	100	0	1000
4 5 20 2000 100 8 1000 5 6 20 2000 100 8 1000	4 5 20 2000 100 8 1000 5 6 20 2000 100 8 1000	ł		3		5		30	3000	100	8	1000
5 6 20 2000 100 8 1000	5 6 20 2000 100 8 1000	ł		4		5		20	2000	100	8	1000
		0		5		6		20	2000	100	8	1000

Fig 5.7 Tabella che riassume i dati con i quali è impostato l'elettroporatore.

La seconda finestra (Fig 5.8) è composta da quattro grafici. Partendo da quello che si trova più in alto mostrano:

- Tensione misurata ai capi delle sonde;
- Corrente misurata tra le sonde;
- Resistenza dei singoli impulsi;
- Rapporto tra resistenza e distanza dei singoli impulsi.



Fig 5.8 Finestra in cui sono visualizzati i grafici di tensione, corrente e resistenza del file caricato.

In Fig 5.9 sono rappresentati i comandi della toolbar che consentono un'analisi accurata dei grafici:

- Zoom in/out: ingrandimento/rimpicciolimento di determinate zone dei grafici;
- Pan: traslazione dei grafici;
- Data Cursor: cliccando con il tasto sinistro del mouse sopra un grafico apparirà il suo valore assunto in quel determinato punto.



Fig 5.9 Toolbar presente nella finestra dei grafici.

Il bottone 'Report', situato nella parte bassa della finestra, ha la funzione di aprire il file excel creato dal software, al cui interno sono presenti due fogli di calcolo:

Il primo foglio (Fig 5.10a) che riguarda i singoli impulsi contiene:

- R Max: massima resistenza tra quelle calcolate per ciascun impulso
- R Min: minima resistenza tra quelle calcolate
- R Med: resistenza media ottenuta
- Dis: distanza tra le sonde che hanno generato la scarica
- Std: deviazione standard delle resistenza calcolate

Il secondo foglio (Fig 5.10b) che riguarda i blocchi di impulsi contiene:

- R Max: massima resistenza tra quelle calcolate del gruppo di 8 impulsi
- R Min: minima resistenza tra quelle calcolate
- N°: resistenza media del N-esimo impulso di un blocco
- Dis: distanza tra le sonde che hanno generato la scarica

					ST/	TISTICA	RESISTEN	ZA DEI SIN	IGOLI IMI	PULSI					
	``				R	Max	R Min	R Med	Dis [mm	n] Std					
	a)				1 79	,20137 7	6,46037	77,67404	3	30 0,7291 30 0,3166	99 41				
					3 75	,71174 7	3,92498	74,81111	3	0,4696	26				
					4 72	,87024 7	0,84855	71,52445	3	0,428	59				
					5 /1	,17962 6	5.96803	66,95001	3	30 0,5430 30 1,1021	11				
					7 70	,52739 6	52,47148	67,7158	3	3,150	83				
					8 69	,57115 6	50,26023	66,60749	3	30 3,6983	88				
					9 76	,06226 7	73,55127	74,33073	3	0 0,6963 0 0,2339	36 68				
					11 71	,51069 6	8,93602	69,76482	3	0,573	27				
					12 68	,35021 6	5,96803	67,11701	3	0,4452	92				
					13 6 14 71	6,0161 6 .84403 6	3,77152 52,72722	64,72933	3	30 0,7910 30 2,806	47				
					15	66,541 6	50,97971	62,31046	3	30 1,6361	12				
					16 65	,37829 6	0,21546	61,23784	3	30 1,4843	79				
					17 74	,15977 7	8,00036	68,6753	2	27 1,1351	06				
					19 68	,68714	67,0161	67,55478	2	0,5249	82				
					20 67	,68813 6	6,37561	66,76608	2	0,3986	05				
					21 67	,03811 0	3.06084	64.04799	2	27 1,0616	87				
					23 65	,77482 6	2,21349	63,2455	2	27 1,2835	68				
					24 6	4,8267 6	51,66113	62,71739	2	27 1,0512	97				
					25 96	.80651 8	88.77807	92,57876	2	27 1,9816 27 1.6088	02 74				
					27 9	3,5362 8	8,21712	89,39077	2	1,7440	05				
					28 92	,29948 8	86,57603	88,38236	2	1,6511	58				
					29 9 30 90	1,5622 8 ,50454 8	0,04249 35,51548	67,78255	2	1,554 27 1.5402	94				
					31 89	,80439 8	35,51548	86,66744	2	27 1,1941	14				
					32 88	,77807 8	4,99489	85,95846	2	27 1,0834	11				
					33 55	,48/13	50,8863	52,1336	2	25 1,4269	32				
					35 54	,47525 5	0, <mark>404</mark> 58	51,27251	2	25 1,3395	81				
					36 5	3,2653 5	0,12299	50,60378	2	0,8034	95				
	Impuls	i total	li		37 5 38 52	3,0436 5	0,12299	50,55928	2	25 0,7937 25 0,5326	99 62				
					39 51	,67033	49,8414	50,09799	2	0,4397	03				
					40 51	,75125	49,8414	50,58873	2	0,6793	05				
					41 83	,22307 8	32,13851	82,71631	2	20 0,0301 20 0,5911	43				
					43 82	,78903 8	80,93992	81,59759	2	0,6178	37				
					44 81	,57591 7	9,69722	80,51246	2	0,5176	33				
					45 80	,31376 7	8,49212	79,36741	2	20 0,4064	07				
					47 79	,69722 7	8,49212	78,99601	2	0,4461	56				
					48 79	,09008 7	78,44039	78,87891	2	0,2746	26				
					50 74	,54681 7	2,97481	73,55807	2	20 0,4339	32				
					51 73	, <mark>49139</mark> 7	1,96314	72,7563	2	0,4060	38				
					52 73	,49139 7	1,46775	72,34732	2	20 0,5033	03				
					54 72	,46544 7	0,97913	71,63009	2	0,4053	75				
					55 71	,96314 7	0,02167	70,94313	2	0,7183	35				
					56 71	,96314 7	0,02167	70,83229	2	0,5885	74				
					58 77	,90313 7	0,97913	72,67613	2	20 2,0744	29				
					59 76	,75127 7	0,02167	71,70257	2	1,9168	61				
					60 75	,63298 7	0,02167	71,71414	2	20 1,5311	86				
					62 74	,01534 7	0,02167	71,426	2	20 1,1944	13				
					63 73	,49139	69,0897	70,60217	2	1,3775	36				
					64 72	,97481 6	9,55256	70,32331	2	0,8322	81				
					66 53	,16759 5	2,26559	52,59999	2	0,225	75				
					67 52	,62855 5	2,00197	52,19567	2	0,241	06				
					68 5	2,3631 5	1,48264	51,78293	2	0,2964	48				
					70 51	,84016 5	0,97358	51,19932	2	0,2086	12				
					71 51	,32756 5	0,72281	50,87291	2	0,2125	23				
					72 51	,07505 5	0,47449	50,6209	2	0,1866	43				
					73 70	,50458 6	7.29824	68,85182	2	20 0,8793	76				
					75 68	,65243 6	6,43691	67,42535	2	0,5671	33	Ir	nnuls	i del	blocco
					76 68	,20449 6	6,01446	66,84415	2	0,5723	74	11.		1 401	510000
					78 66	,32594 6	64,73592	65,26744	2	0,456	02 11	/			
					79 65	,59735 6	4,33199	64,82649	2	0,2019	24	/			
b)					80 65	,18547 6	3,93307	64,34816	2	0,2764	25	/			
0)															
					STATISTIC	A RESIST	ENZA D	EI BLOCCH	HI DI IMI	PULSI	/				
				Г		100				- 22	1				
		R Max	K Min	R Med	1°	2°	3 74 0	111 71	4°	58 60160	66 95001	7°	8°	Dis [mm]	
	2	74,33073	61.23784	67,18261	74,33073	73,3256	51 69.7	482 67	11701 (	54,72933	64,64509	62,31046	61,23784	30	
Blocchi	3	71,81059	62,71739	66,24481	71,81059	68,675	3 67,5	6478 66,	76608	55,14088	64,04799	63,2455	62,71739	27	
_	4	92,57876	85,95846	88,49834	92,57876	90,2779	89,39	9077 88,	38236 8	87,78255	86,94838	86,66744	85,95846	27	
	5	52,1336	50,58873	50,86826	52,1336	51,2837	74 51,2	7251 50,	50378 5	50,55928	50,40641	50,09799	50,58873	25	
	6	83,68506 74 59899	70 83229	80,74417	83,08506	82,/163	51 81,59 7 70 70	563 72	34732	71,65676	71,63000	78,99601	70,83229	20	
	8	74,41089	70,32331	71,76811	74,41089	72,6761	13 71,70	0257 71,	71414	71,28968	71,426	70,60217	70,32331	20	
	9	53,13416	50,6209	51,74908	53,13416	52,5999	99 52,19	9567 51,	78293	51,58678	51,19932	50,87291	50,6209	20	

 9
 53,13416
 50,6209
 51,74908
 53,13416
 52,59999
 52,19567
 51,78293
 51,58678
 51,19932
 50,87291
 50,8209
 20

 10
 68,85182
 64,34816
 66,50823
 68,85182
 68,09649
 67,42535
 66,8415
 66,05092
 65,26744
 64,82649
 64,34816
 20

 Fig 5.10 Tabelle excel create dal software:

 a) Statistica resistenza dei singoli impulsi. b) Statistica resistenza dei blocchi impulsi.

# 5.4.3 Confronto tra più file dati

Per comparare più file ovviamente è necessario effettuare degli ulteriori caricamenti di dati, i quali si effettuano sempre premendo il pulsante 'Carica'. Ogni ulteriore file caricato andrà a posizionarsi nella successiva text box libera, come si può vedere dalla Fig 5.11. Una volta che si hanno tutti i file desiderati si passa ad alla loro analisi premendo in questo caso 'Confronta dati'.

🛃 EP Analysis Software	
EP Data Analysis	
Carica File dati : K:/elettroporazione/dati/GA_vitae/GA_2.xlsx	Analizza
Elimina K: Velettroporazione Vdati/GA_vitae VGA_1.xlsx	Analizza
	Analizza
	Analizza
	1
	Confronta dati

Fig 5.11 Finestra principale dopo il caricamento di un secondo file dati.

In Fig 5.12 sono rappresentati i due grafici che appariranno:

- 1. **Grafico superiore:** nell'asse delle ascisse sono presenti i nomi dei diversi file caricati mentre l'asse delle ordinate riporta il valore del rapporto tra l'ottava resistenza di ogni blocco di impulsi con la relativa distanza tra le sonde. Le resistenze sono segnate con dei pallini rossi, la loro media con un asterisco blu mentre il loro limite superiore ed inferiore di dispersione con dei pallini blu.
- 2. Grafico inferiore: l'asse delle ascisse indica i valori in mm relative alle distanze tra le sonde mentre l'asse delle ordinate indica i valori di resistenza. Per questo grafico si ha la possibilità di visualizzare tutte le resistenze calcolate rappresentate da delle croci (Fig 5.12a) oppure, premendo '8° resistenze', solamente le ultime di ogni blocco rappresentate da asterischi (Fig 5.12b). Le resistenze si differenziano in vase al loro colore che è associato al file dal quale sono state ricavate.



**Fig 5.12** Finestra del confronto tra più dati: a) Grafico inferiore relativo a tutte le resistenze. b) Grafico inferiore relativo alle sole 8° resistenze.

# 5.5 Analisi dati di diversi trattamenti

Il software è stato sperimentato per analizzare i seguenti dati raccolti da pazienti trattati con l'elettrochemioterapia:

- 1. Metastasi da melanoma in un arto inferiore;
- 2. Liposarcoma

# 5.5.1 Metastasi da melanoma arto inferiore

Il melanoma è un tumore maligno che origina dal melanocita, cellula della cute che è preposta alla sintesi della melanina.

Il medico in questo tipo di trattamento ha utilizzati 7 elettrodi ad ago posti alla stessa distanza di 30 mm formando un esagono con un elettrodo al centro. Questa geometria è riportata in Fig 5.13.

Applicando impulsi di tensione a 3000 V in modo da avere una distribuzione di campo elettrico, approssimato come rapporto tra tensione e distanza, di 1000 V/cm.

Il medico ha diviso il trattamento in due applicazioni:

- 1. 7 scariche tra gli elettrodi della parte superiore (linee rosse).
- 2. 5 scariche tra gli elettrodi della parte inferiore (linee azzurre)



**Fig 5.13** Disposizione dei 7 elettrodi ad ago posti tutti alla distanza di 30 mm. a) Le linee rosse rappresentano le scariche della prima applicazione mentre quelle azzurre sono relative all'applicazione successiva. b) Ordine con cui sono state impostate le scariche

Le tabelle in Fig 5.14 mostrano il riassunto dei parametri impostati in entrambe le applicazioni.



**Fig5.14** Tabelle che riassumono i dati con cui è stato impostato l'elettroporatore durante la: a) prima applicazione, b) seconda applicazione.

Le finestre in Fig 5.15 mostrano i grafici di tensione, corrente, resistenza, resistenza/distanza relativi alle due applicazioni.





Fig 5.15 Finestre dei grafici relativi alla : a) prima applicazione, b) seconda applicazione.

Nel grafico delle correnti di Fig 5.16 è evidenziato un blocco di impulsi in cui si riesce ad apprezzare il fenomeno elettroporativo, con l'aumento di corrente ad ogni impulso successivo.



Fig 5.16 Effetto elettroporativo.

In Fig 5.17 sono riportati i fogli excel creati dal software e che mostrano il riassunto dei parametri di R calcolati per entrambe le applicazioni.

				STATISTIC	A RESISTEN	NZA DEI BLO	DCCHI DI IN	APULSI				
a)												
	R Max	R Min	R Med	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Dis [mm]
1	103,17	90,17278	94,83134	103,17	97,23088	93,0233	96,6295	93,68159	92,1394	92,60327	90,17278	30
2	131,2208	120,2908	125,5975	131,2208	130,962	127,6817	126,1093	123,8575	122,688	121,9699	120,2908	30
3	122,3085	111,2553	115,9748	122,3085	120,7193	118,3193	116,326	114,584	112,7986	111,4878	111,2553	30
4	91,21943	81,83573	85,79151	91,21943	89,02475	87,50621	85,79142	84,48433	83,67683	82,79341	81,83573	30
5	67,27342	62,11355	64,13196	67,27342	65,94018	64,87094	64,39021	63,3489	62,73475	62,38374	62,11355	30
6	83,43333	72,60517	77,60414	83,43333	81,91205	79,31548	77,88692	76,76535	75,10428	73,81049	72,60517	30
7	96,99472	89,82755	93,14172	96,99472	95,83216	94,0198	93,25094	92,6876	91,73382	90,78717	89,82755	30

h)				STATISTIC	A RESISTER	VZA DEI BLO	DCCHI DI IN	APULSI				
0)												
	R Max	R Min	R Med	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Dis [mm]
1	97,28007	84,39294	89,86783	97,28007	93,38741	91,93791	89,89837	89,14604	87,60236	85,2975	84,39294	30
2	113,7884	105,7802	109,4689	113,7884	111,5111	111,1819	110,1173	108,7708	107,7743	106,8269	105,7802	30
3	100,3805	86,73252	91,37919	100,3805	95,60098	93,80137	90,31716	88,70856	87,64526	87,84724	86,73252	30
4	82,39816	81,44796	79,52704	82,39816	80,66208	79,11117	78,05021	77,90789	77,9672	78,67162	81,44796	30
5	72,72574	68,66943	70,45952	72,72574	71,81321	71,40671	70,18235	70,01543	69,65297	69,21037	68,66943	30

**Fig 5.17** Tabelle excel rappresentati le statistiche delle resistenze nei blocchi impulsi relative alla: a) prima applicazione, b) seconda applicazione.

Per questo trattamento risulta sicuramente più utile il confronto tra le sole 8° resistenze dal momento che le sonde degli elettrodi hanno tutte la stessa distanza e le croci apparirebbero sovrapposte rendendo poco leggibile il grafico.

Si può notare come se anche gli elettrodi siano sostanzialmente vicini tra loro, ci siano valori di resistenza diversi, che spaziano in un intervallo compreso tra circa 70  $\Omega$  e 130 $\Omega$ . Come si può vedere dal grafico superiore di Fig 5.18 la dispersione dei valori di resistenza avviene maggiormente nella prima applicazione ,ovvero quello formato dagli elettrodi posti nella parte superiore.



Fig 5.18 Confronto dei valori di resistenza tra le due applicazioni.

Si può affermare che i valori di resistenza sono più alti negli elettrodi ai lati in confronto a quelli posti al centro. La Fig 5.19 rappresenta in dettaglio questi i valori.

Non avendo informazioni sulla conformazione del tumore trattato non si possono trarre conclusioni più precise.



Fig 5.19 Direzioni degli impulsi elettrici e valore di resistenze calcolati tra gli elettrodi.

### 5.5.2 Liposarcoma

Tumore maligno costituito da cellule del tessuto adiposo, più o meno differenziate e atipiche, che fa parte dei sarcomi dei tessuti molli.

Il medico in questo tipo di trattamento utilizza 10 elettrodi ad ago posti a diverse distanze creando una geometria che è riportata in Fig 5.20.

Applicando impulsi di tensione di ampiezza variabile a seconda della distanza tra gli elettrodi in modo da avere una distribuzione di campo elettrico, approssimato come rapporto tra tensione e distanza, di 1000 V/cm.

Il medico ha diviso il trattamento in tre applicazioni:

- 1. 11 scariche tra un primo gruppo di 6 elettrodi (linee rosse);
- 2. 9 scariche tra un secondo gruppo di 6 elettrodi (linee azzurre);
- 3. 3 scariche su 3 percorsi mancanti (linee verdi).



Fig 5.20 Elettrodo composto da 11 aghi posti tutti a diverse distanze.

Le tabelle in Fig 5.21-22 mostrano il riassunto dei parametri impostati nelle tre applicazioni.

			P) Pe	ARAMETRI ELEI	ITRODI ge:xxx						P	ARAMETRI ELE aziente :xxx /	TTRODI		
1	ProbeFrom	ProbeTo	Distance	Amp	Pulsel.	PulseN	E [V/cm]		ProbeFrom	ProbeTo	Distance	Amo	Pulsel	PulseN	E [V/cm]
٢	1	2	25	2500	100	8	1000		1100011011	2	25	2500	100	8	1000
ſ	1	3	28	2800	100	8	1000		i	3	28	2800	100	8	1000
8	1	5	28	2800	100	8	1000		1	5	28	2800	100	8	1000
	1	6	20	2000	100	8	1000	4	1	4	28	2800	100	8	1000
8	2	3	21	2100	100	8	1000		2	3	21	2100	100	8	1000
1	2	6	30	3000	100	8	1000		2	6	30	3000	100	8	1000
1	3	4	25	2500	100	8	1000	6	1	6	20	2000	100	8	1000
I	3	6	20	2000	100	8	1000	8	4	6	28	2800	100	8	1000
8	4	5	25	2500	100	8	1000	3	5	6	21	2100	100	8	1000
D	4	6	15	1500	100	8	1000								
	5	6	20	2000	100	8	1000								

**Fig 5.21** Tabelle che riassumono i dati con cui è stato impostato l'elettroporatore durante la: a) prima applicazione, b) seconda applicazione.



Fig 5.22 Tabelle che riassumono i dati con cui è stato impostato l'elettroporatore durante la terza applicazione.

Le finestre in Fig 5.23-24 mostrano i grafici relativi ai tre applicazioni. Sono evidenziate le aree in cui il circuito di sicurezza ha bloccato i treni di impulsi di tensione.



Fig 5.23 Finestre dei grafici relativi alla prima applicazione.





Fig 5.24 Finestre dei grafici relativi alla: a) seconda applicazione, b) terza applicazione.

a)												
				STATISTIC	A RESISTEN	ZA DEI BL	OCCHI DI IN	NPULSI				
	R Max	R Min	R Med	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Dis (mm
1	74,54317	66,11639	69,55973	72,17135	74,54317	72,02464	69,66018	68,10695	67,23818	66,61694	66,11639	3
2	74,41241	69,80249	72,20032	74,41241	74,36153	73,39175	72,2997	71,75744	71,15908	70,41813	69,80249	2
3	56,65206	56,65206	56,65206	56,65206	0	0	0	0	0	0	0	2
4	61,19606	56,08155	58,28626	61,19606	60,72242	59,3778	58,15256	57,15729	57,1414	56,46104	56,08155	2
5	79,20147	72,71448	75,86538	76,30434	79,20147	77,48729	76,91256	75,78434	74,52912	73,98944	72,71448	2
6	59,90935	53,9415	56,94162	59,90935	58,86716	58,04262	57,2071	56,32218	56,31814	54,92487	53,9415	2
7	69,94968	65,74179	67,76411	68,19583	69,94968	69,36616	68,24734	67,60269	66,66177	66,34758	65,74179	2
8	68,26455	63,23987	65,7391	67,30601	68,26455	67,07386	65,32141	65,25351	64,37878	65,07485	63,23987	2
9	72,94226	68,50341	70,62276	72,17453	72,94226	72,2917	70,5214	69,82065	69,72331	69,00485	68,50341	2
10	60,9732	56,46428	57,45775	60,9732	59,99942	58,64605	56,0766	57,76227	54,95242	54,78772	56,46428	20
11	68,4948	64,71326	66,49752	65,22734	68,4948	67,88119	67,15996	66,54908	66,41696	65,53761	64,71326	1
b)												
				STATISTIC	A RESISTEN	ZA DEI BL	OCCHI DI IN	NPULSI				
	R Max	R Min	R Med	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Dis [mm]
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2	90,89931	83,33984	86,03461	90,89931	89,92514	85,87905	86,11078	84,62569	84,31269	83,18436	83,33984	2
3	56,62648	55,98945	56,24029	56,62648	56,62608	56,34178	56,23058	56,05567	56,02798	56,02431	55,98945	2
4	72,88497	69,60261	70,93115	72,39933	72,88497	71,79812	70,99957	70,24071	69,82174	69,70219	69,60261	2
5	64,78285	59,82257	62,32434	64,2266	64,78285	64,31996	62,67136	61,77069	60,84192	60,15876	59,82257	2
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	89,44152	83,01506	85,31073	89,44152	87,27902	87,6488	84,74524	84,81764	82,77918	82,75938	83,01506	2
8	71,95999	69,06542	70,06483	69,49305	71,95999	71,46483	70,43116	69,48869	69,44331	69,17217	69,06542	2
9	61,32826	58,69709	59,46224	59,77911	61,32826	59,59315	59,99036	58,44351	59,19407	58,67235	58,69709	20
c)												
				STATISTIC	A RESISTEN	NZA DEI BL	OCCHI DI IN	NPULSI				
	R Max	R Min	R Med	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Dis [mm
1	58,4925	55,58861	56,90317	58,4925	58,07343	57,63339	56,89561	56,42392	56,09379	56,02409	55,58861	30
2	83,9052	81,79353	82,66658	83,9052	82,9273	83,20651	82,63227	82,80543	81,96811	82,0943	81,79353	25
3	50 37219	48 63102	49 47051	50 33432	50 37219	50.0109	49 4523	49 1824	48 93781	48 84311	48 63102	20

**Fig 5.25** Tabelle excel rappresentati le statistiche delle resistenze nei blocchi di impulsi relative alla: a) prima applicazione, b) seconda applicazione, c) terza applicazione.

Gli elettrodi sono stati posti a distanze differenti quindi a differenza del trattamento analizzato in precedenza non si può fare un'analisi diretta dei valore di resistenza.

In questo caso è necessario calcolare il rapporto tra la resistenza e la distanza tra gli elettrodi in cui è stata ricavata.

Il risultato ottenuto è una grandezza indipendente dalla distanza, sulla quale è possibile effettuare dei confronti.

a)

b)



Fig 5.26 Confronto dei valori di resistenza tra le tre applicazioni: a) grafico inferiore relativo a tutte le resistenze, b) grafico inferiore relativo alle sole  $8^{\circ}$  resistenze.

La Fig 5.27 rappresenta in dettaglio i rapporti tra resistenza e distanza degli elettrodi nei tre trattamenti. Dalla loro analisi si può affermare che i valori del rapporto tra resistenza e distanza tra gli elettrodi sono più bassi nella parte centrale, attorno all'elettrodo 1. Inoltre si può affermare che il circuito di protezione da sovracorrenti scatta in prossimità del valore 2  $\Omega$ /mm. Per i tratti di tessuto con queste caratteristiche il medico ha dovuto

abbassare l'ampiezza della tensione.

a) b) c) 0 0 0 0 0 C 2,32 0 0 4.4 O 4 Ó 0 10 0 <sup>3</sup> O 0 0 1.8 0 (solo 1° impulso) 4.1 0 О 0 0 Ò 0 0 0

**Fig 5.27** Direzioni degli impulsi elettrici e valore del rapporto tra resistenza e distanza [ $\Omega$ /mm] calcolati tra gli elettrodi: a) prima applicazione, b) seconda applicazione, c) terza applicazione.

# CONCLUSIONE

L'elettroporazione della membrana cellulare favorisce il passaggio di molecole aprendo dei canali nella membrana stessa. L'apertura di questi canali è ottenuta applicando al tessuto biologico un treno di impulsi di onda quadra di opportuna intensità e durata. L'elettrochemioterapia è una terapia che sfrutta l'elettroporazione per favorire l'assorbimento dei farmaci nelle cellule tumorali.

Questo elaborato ha preso in esame gli impulsi di tensione e di corrente acquisiti dall'elettroporatore durante i trattamenti di ECT per poter poi creare uno strumento per l'analisi di questi dati.

Come prima cosa è stato studiato un metodo di misura adatto a misurare l'impedenza di un tessuto biologico tra due elettrodi durante un trattamento ECT per capire come interpretare i dati forniti dalla macchina per ECT.

Successivamente è stato implementato un software di analisi che sfrutta questo metodo per ricavare la resistenza dei tessuti trattati dai dati acquisiti: il programma associa ad ogni impulso un valore di resistenza che identifica la zona del tessuto trattato tra due elettrodi.

Il programma consente al personale medico di analizzare e confrontare vari trattamenti, singolarmente ed in gruppo in modo da valutarne l'efficacia del trattamento attraverso una serie di grafici e la creazione di opportune tabelle excel che contengono le informazioni riguardanti le resistenze ottenute.

Alla fine è presentata l'analisi di due trattamenti e vengono commentati i risultati ottenuti.

# **APPENDICE A – CODICE MatLab**

Si riportano i principali spezzoni che compongono il codice sviluppato.

# A. VARIABILI GLOBALI

N	numero dei file dati caricati
PERIODO	periodo del singolo impulso
Strutture globali	
INFOFILE	
INFOFILE.Filename	nome del file caricato
INFOFILE.Pathname	percorso del file caricato
EP	
EP.Volt	valori tensione estratti dall'elettroporatore
EP.Current	valori corrente estratti dall'elettroporatore
EP.Time	valori tempo estratti dall'elettroporatore
PAR	
PAR.ProbeTo	elettrodo partenza dell'impulso
PAR.ProbeFrom	elettrodo arrivo dell'impulso
PAR.Amp	ampiezza impulso
PAR.Distance	distanza tra gli elettrodi
PAR.PulseL	periodo di un impulso
PAR.NPulse	numero impulsi per blocco
PAR.Dim	num di coppie elettrodi in cui avvengono scariche
RES	
RES.r	resistenza = $V/I$
RES.Dis	distanza associata alla resistenza
PAT	
PAT.ID	codice identificativo del paziente
PAT.Age	età del paziente
e	*

#### B. FINESTRA PRINCIPALE (MAIN)

La finestra principale del programma gestisce:

- Input dei dati •
- Scelta operazioni

#### Input dati a.

global INFOFILE;

Cliccando sul pulsante 'Carica' è possibile caricare file .xls, .xlm fino ad un massimo di quattro.

```
function caricaBtn Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
global N;
% caricamento dati da file .xml,.xls,.xlsx
[filename, pathname] = uigetfile('*.xml;*.xls;*.xlsx');
a = get(handles.edit1, 'string'); % carica nome barra EditText 1
b = get(handles.edit2,'string'); % carica nome barra EditText 2
c = get(handles.edit3,'string'); % carica nome barra EditText 3
if (isempty(a)) % se EditText 1 è vuoto
    N=1; % primo file caricare
    set(handles.edit1,'string',fullfile(pathname,filename)); % inserisce
nome file EditText 1
    INFOFILE(N).Filename = filename; % memorizza nome file
    INFOFILE(N).Pathname = pathname; % memorizza percorso file
    LoadData(N); % estrazione dati
    Resistenza(N); % calcolo resistenza
elseif(isempty(b))
    N=2;
    set(handles.edit2,'string',fullfile(pathname,filename));
    INFOFILE(N).Filename = filename;
    INFOFILE(N).Pathname = pathname;
    LoadData(N);
    Resistenza(N);
elseif(isempty(c))
    N=3;
    set(handles.edit3, 'string', fullfile(pathname, filename));
    INFOFILE(N).Filename = filename;
    INFOFILE(N).Pathname = pathname;
    LoadData(N);
    Resistenza(N);
else
    N=4;
    set(handles.edit4, 'string', fullfile(pathname, filename));
    INFOFILE(N).Filename = filename;
    INFOFILE(N).Pathname = pathname;
    LoadData(N);
    Resistenza(N);
```

end

#### b. Scelta operazioni

Usando il bottone 'Analizza' si apriranno due finestre, quella per la visualizzazione dei grafici dei dati caricati e quella contenente i parametri settati della macchina.

```
function analizzalBtn_Callback(hObject, eventdata, handles)
% controllo se è stato caricato il file che si vuole analizzare
if(isempty(get(handles.edit1,'string')))
    warndlg('Nessun file caricato !','File Error')
else
% visualizzazione grafici relativi a tensione , corrente e resistenza
    PrintGraph(1);
    CreateTable(1);
end
```

Mentre con il tasto 'Confronta' si otterranno i grafici per comparare tutti i file caricati

```
function confontaBtn_Callback(hObject, eventdata, handles)
% controllo se sono già stati caricati file
if(isempty(get(handles.edit1,'string')))
    warndlg('Nessun file caricato !','File Error')
else
guidata(hObject, handles);
% comparazione tra tutti i file caricati
CompareData();
end
```

#### C. CALCOLO RESISTENZA

E' il cuore del software, in esso vengono ricavati i valori di resistenza dei file caricati con le relative statistiche, infine i dati ottenuti vengono salvati su un file .xls .

```
function Resistenza(N)
global RES;
global PAR;
global EP;
global INFOFILE;
global PERIODO;
pulseN = PAR(N).NPulse(1); % numero di impulsi per blocco
TotImp = max(EP(N).Time)/PERIODO; % numero totale degli impulsi
% inizializzazione struttura RES
RES(N).r = zeros(1,TotImp);
RES(N).Dis = zeros(1,TotImp);
% inizializzazione delle prime righe delle due tabelle excel
exc(1,:) = {'', 'STATISTICA RESISTENZA DEI SINGOLI IMPULSI', '', '', '', ''};
exc(3,:) = {'', 'R Max', 'R Min', 'R Med', 'Dis [mm]', 'Std'};
Med','1°','2°','3°','4°','5°','6°','7°','8°','Dis [mm]'};
% inizializzazione variabile utilizzata per memorizzare temporaneamente i
campioni che verranno acquisiti da un impulso
```

```
rSample = zeros(PERIODO,1);
zero = 0; % contatore resistenze nulle
minR block = 0; % minima resistenza del blocco impulsi
maxR block = 0; % massima resistenza del blocco impulsi
% distanze tra elettrodi in ordine decrescente
distanze ordinate = sort(PAR(N).Distance, 'descend')
% ciclo lettura dei singoli impulsi
for i=1:TotImp
    c = 0; % contatore campioni validi
% percentuale di valori attorno al maxV che si vogliono considerare
    percentuale = 1/100;
    % tensione massima nell'impulso
    maxV periodo = max(EP(N).Volt(1+PERIODO*(i-1):PERIODO*i));
    % ciclo lettura dei campioni all'interno di un impulso
    for j=1:PERIODO-1
        % massimo discostamento da maxV accettato
        range = maxV periodo * percentuale;
    \% verifica che il valore dei volt sia compreso nel range stabilito
        if(EP(N).Volt(PERIODO*i-j) >= maxV periodo - range)
           % campioni racchiusi nel range
           % derivata discreta delle tensioni
           derivata = EP(N).Volt(PERIODO*i-j)-EP(N).Volt(PERIODO*i-j-1);
           if(derivata == 0)
               c = c+1; % incremento contatore campioni validi
               rSample(c) = EP(N).Volt(PERIODO*i-j) /
EP(N).Current(PERIODO*i-j); % calcolo della resistenza
           end
        end
    end
    rMean = mean(rSample(1:c)); % resistenza media 'singolo impulso'
    DevStd = std(rSample(1:c)); % deviazione standard 'singolo impulso'
% rapporto tra resistenza e distanza
    RES(N).Dis(i) = distanze ordinate(ceil(i/pulseN));
% verifica che sia stati raccolti un numero sufficiente di campioni o che
la rMean ottenuta sia > di zero
    if(c<20 || rMean<0)
        % impulso non adeguato
        RES(N).r(i) = 0;
        exc(i+3,:) = \{i, 0, 0, 0, RES(N), Dis(i), 0\};
        zero = zero + 1; % incremento contatore resistenze nulle
    else
        % altrimenti si procede con i calcoli
        % statistica resistenza del 'singolo impulso'
        rMax = max(rSample(1:c));
        rMin = min(rSample(1:c));
        Stengo traccia della resistenza media durante impulso
        RES(N).r(i) = rMean;
        minR block = rMean; % resistenza minima del blocco di impulsi
        % riga di dati che andrà salvata sul file excel
        exc(i+3,:) = {i,rMax,rMin,rMean,RES(N).Dis(i),DevStd};
    end
    % condizione per evitare che la rMin segnata possa essere zero in
    presenza di anche altri valori
    if((minR block > RES(N).r(i)) && RES(N).r(i)~=0)
```

```
minR block = RES(N).r(i);
    end
    % condizione per evitare che la rMax segnata possa essere zero in
    presenza di anche altri valori
    if((maxR block < RES(N).r(i)) && RES(N).r(i)~=0 )</pre>
        maxR block = RES(N).r(i);
    end
% statistica resistenza per ogni blocco di impulsi
    % se i è multiplo di pulseN, ovvero quando si arriva all'ultimo
    impulso del blocco
    if(mod(i,pulseN)==0)
        % salvataggio massima resistenza del blocco impulsi
        RES(N).rMax(ceil(i/pulseN)) = maxR block;
        % salvataggio minima resistenza del blocco impulsi
        RES(N).rMin(ceil(i/pulseN)) = minR block;
        % calcolo della media del blocco tenendo conto di eventuali
        resistenze nulle
        RES(N).rMean(ceil(i/pulseN)) = sum(RES(N).r(i-pulseN+1:i)) /
(pulseN-zero);
        if ( isnan(RES(N).rMean(ceil(i/pulseN))) )
            RES(N).rMean(ceil(i/pulseN)) = 0;
        end
        % alla fine di ogni blocco si riportano i valori a zero
        zero = 0;
        minR block = 0;
        maxR block = 0;
    end
end
% inserimento dei valori di resistenza relativi ai blocchi nella
variabile che verrà successivamente salvata in un foglio excel
for i=1:PAR(N).Dim
    exc1(i+3,:) =
{i, RES(N).rMax(i), RES(N).rMin(i), RES(N).rMean(i), RES(N).r(1+(8*(i-1))),
RES(N).r(2+(8*(i-1))), RES(N).r(3+(8*(i-1))), ...
                 RES(N).r(4+(8*(i-1))), RES(N).r(5+(8*(i-1))),
RES(N).r(6+(8*(i-1))),RES(N).r(7+(8*(i-1))),RES(N).r(8+(8*(i-1))), ...
                 RES(N).Dis(8+(8*(i-1))) };
end
% passaggi per dare il nome al file excel che verrà creato
n = strfind(INFOFILE(N).Filename,'.');
INFOFILE(N).Filename = strcat(INFOFILE(N).Filename(1:n),'xls');
% creazione file excel sui cui sono salvati i dati ricavati sulle
resistenze
xlswrite(INFOFILE(N).Filename,exc,'Foglio1');
```

```
xlswrite(INFOFILE(N).Filename,exc1,'Foglio2');
```

end

#### D. STAMPA GRAFICI

Funzione adibita al compito di visualizzare i grafici dei dati caricati.

```
function PrintGraph(N)
global RES;
global PAR;
global INFOFILE;
global EP;
global PERIODO;
pulseN = PAR(N).NPulse(1); % numero di impulsi per blocco
TotImp = max(EP(N).Time)/PERIODO; % numero totale di impulsi
t = 1:(max(EP(N).Time)); % vettore tempo
% caricamento della GUI WinGraph
guidata( openfig('WinGraph.fig', 'reuse') , handles )
h = guihandles( openfig('WinGraph.fig', 'reuse') );
% parte riquardante grafico della resistenza
axes(h.axes3); % handle grafico resistenza
hold on
grid on
% etichette intervalli asse x grafico resistenza
set(gca,'xtick',0:pulseN:TotImp )
% etichette intervalli asse y grafico resistenza
set(gca, 'ytick', 0:20:max([RES(N).r])+20 )
% range valori grafico resistenza
axis([0 TotImp 0 max(RES(N).r)+20 ] )
                                         V
label('R[\Omega]') % etichetta asse y grafico resistenza
xlabel('Numero impulso') % etichetta asse x grafico resistenza
stem([RES(N).r],'r') % visualizzazione grafico resistenza
% parte riguardante grafico resistenza/distanza
axes(h.axes4) % handle grafico resistenza/distanza
hold on
grid on
% etichette intervalli asse x grafico resistenza/distanza
set(gca,'xtick',0:pulseN:TotImp )
% etichette intervalli asse y grafico resistenza/distanza
set(gca, 'ytick', 0:1:max([RES(N).rDis])+2)
% range valori grafico resistenza/distanza
axis([0 TotImp 0 max([RES(N).rDis])+2])
ylabel('[\Omega]/[mm]') % etichetta asse y grafico res/distanza
xlabel('Numero impulso') % etichetta asse x grafico res/distanza
stem([RES(N).rDis],'r'); % visualizzazione grafico res/distanza
% stampa di righe tratteggiate, nei grafici delle resistenze, per la
divisione dei blocchi
TotBlocchi = TotImp/pulseN; % numero totale di blocchi di impulsi
    for k = 1:TotBlocchi
        axes(h.axes3)
        plot([pulseN*k
                         pulseN*k] , [0 max([RES(N).r])+20],'--
b', 'LineWidth',2)
        axes(h.axes4)
        plot([pulseN*k
                         pulseN*k] , [0 max([RES(N).rDis])+2],'--
b','LineWidth',2)
    end
```

```
% parte riguardante grafico della tensione
axes(h.axes1) % handle grafico tensione
hold on
grid on
% etichette intervalli asse x grafico tensione
    set(gca, 'xtick', 0:PERIODO*pulseN:max(EP(N).Time) )
    % etichette intervalli asse y grafico tensione
    set(gca, 'ytick', 0:250:max(EP(N).Volt)+250)
    % range valori grafico tensione
    axis([0 max(EP(N).Time) 0 max(EP(N).Volt)+250])
    ylabel('Volt [V]') % etichetta asse y grafico tensione
    xlabel('time [micro sec]') % etichetta asse y grafico tensione
    EP(N).Volt
    plot(t,EP(N).Volt,'r'); % visualizzazione grafico tensione
% parte riguardante grafico della corrente
axes(h.axes2)
hold on
grid on
% etichette intervalli asse x grafico corrente
set(gca, 'xtick', 0:PERIODO*pulseN:max(EP(N).Time))
% etichette intervalli asse y grafico corrente
set(gca, 'ytick', 0:10:max(EP(N).Current)+20)
% range valori grafico corrente
axis([0 max(EP(N).Time) 0 max(EP(N).Current)+20])
ylabel('Current [A]') % etichetta asse y grafico corrente
xlabel('time [micro sec]') % etichetta asse x grafico corrente
plot(t,EP(N).Current,'r') % visualizzazione grafico corrente
% stampa di righe tratteggiate, nei grafici della tensione e corrente,
per la divisione dei blocchi
trenoImp = PERIODO*pulseN; % numero di impulsi di ogni blocco
    for k=1:TotBlocchi
        axes(h.axes1)
        plot([trenoImp*k trenoImp*k] , [0 max(EP(N).Volt)+200],'--
b', 'LineWidth',2)
        axes(h.axes2)
        plot([trenoImp*k trenoImp*k] , [0 max(EP(N).Current)+20],'--
b','LineWidth',2)
    end
```

INFOFILE(5)=INFOFILE(N); % memorizza dati per caricare il file excel

end

#### E. CONFRONTO DATI

Comparazione delle resistenze di una serie di file dati caricati.

```
function CompareData(selector)
global INFOFILE;
global PAR;
global RES;
global N;
global EP;
global PERIODO;
% controlla se la funzione passa un valore selector
if nargin == 0
    % se non viene passato nessun valore si crea la nuova finestra
    s = get(0, 'ScreenSize'); % settaggio dimensioni finestra
    s(1) = 50;
    s(2) = 50;
    s(3) = s(3) - 100;
    s(4) = s(4) - 100;
    figure('Resize','off','NumberTitle','off','Name','Data
Compare', 'Position',s)
    selector = 0;
else % altrimenti cancella dati memorizzati nei grafici
    cla;
end
% inizializzazione label che conterranno i nomi dei file caricati
lbl a = '';
lbl b = '';
lbl c = '';
lbl d = '';
               % resistenza massima
max res = 0;
% grafico superiore
plot a = subplot(2,1,1);
hold on
grid on
% grafico inferiore
plot b = subplot(2, 1, 2);
hold on
grid on
% titoli dei due grafici
title(plot_a,'Confronto tra le 8° resistenze di ogni blocco')
title(plot_b, 'Resistenza in funzione della distanza')
% etichette assi x e y
ylabel(plot_a,'[\Omega]/[mm]');
xlabel(plot_a,'[File dati]');
ylabel(plot_b,'[\Omega]');
xlabel(plot b, '[mm]');
% pulsanti per la scelta di visualizzare tutte o solo le 8° resistenze
nel grafico inferiore
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', '8° resistenze', 'Position', [50 20
100 30], 'CallBack', 'CompareData(1)');
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', 'Resistenze
totali', 'Position', [200 20 100 30], 'CallBack', 'CompareData(0)');
```
```
% in base al valore del selettore, il grafico inferiore sarà relativo a
tutte o solamente all'8° resistenza dei file
switch selector
% selector = 0, secondo grafico relativo a tutte le resistenze
    case 0
    % ciclo per prendere in esame ogni file caricato
    for j=1:N
        pulseN = PAR(j).NPulse(1); % numero di impulsi per blocco
        % si impostano ad 1 le distanze che hanno valore 0, altrimenti
        la rDis produrra dei valori NaN
        [r,c] = find(RES(j).Dis<1);</pre>
        Dis = RES(j).Dis;
        Dis(r,c) = 1;
        rDis = RES(j).r./Dis; %[ /mm] % resistenza/distanza
       parte riguardante il primo grafico
        t = 1; % indice per scorrere il vettore a
        % ciclo pari al numero di coppie elettrodi tra cui si generano
        scariche
        for i=1:PAR(j).Dim
            % controllo che l'8° resistenza non sia uguale a zero
            if(rDis(i*pulseN) ~= 0)
                % salva 8° resistenze diverse da zero
                a(t) = rDis(i*pulseN);
                % stampa 8° resistenza
                plot(plot a,j,rDis(i*pulseN),'.r');
                t = t+1;
            end
        \quad \text{end} \quad
        % evita che si calcoli la media di resistenze salvate da
        precedenti file
        a = a(1:t-1);
        medio = mean(a);
                           % valore medio delle 8° resistenze
        var = std(a); % deviazione standard delle 8° resistenze
        % stampa sul grafico superiore il valore medio e la std
        h a = plot(plot a, j, medio, '*b', j, medio+var, '.b', j, medio-
var,'.b');
    8
        parte riguardante il secondo grafico
        % controlla il numero del file
        if(j==1)
            % stampa resistenza in funzione della distanza
            plot(plot b, RES(j).Dis, RES(j).r, '+b');
            lbl a=INFOFILE(1).Filename; % inizializzazione label
        elseif(j==2)
            plot(plot b, RES(j).Dis, RES(j).r, '+r');
            lbl b=INFOFILE(2).Filename;
        elseif(j==3)
            plot(plot b,RES(j).Dis,RES(j).r,'+m');
            lbl c=INFOFILE(3).Filename;
        elseif(j==4)
            plot(plot b,RES(j).Dis,RES(j).r,'+g');
            lbl d=INFOFILE(4).Filename;
        end
        % dati per impostare le dimensioni degli assi
        % massima distanza tra gli elettrodi in esame
        max dist = max(PAR(j).Distance);
        if( max res < max(RES(j).r) )</pre>
        % massima resistenza tra i dati analizzati
            \max res = \max(RES(j).r);
        end
    end
```

```
% selector = 1, secondo grafico relativo alle 8° resistenze
    case 1
    title(plot b,'8° resistenze in funzione della distanza')
    % ciclo per prendere in esame ogni file caricato
    for j=1:N
        pulseN = PAR(j).NPulse(1); % numero di impulsi per blocco
        % si impostano ad 1 le distanze che hanno valore 0, altrimenti
        la rDis produrra dei valori NaN
        [r,c] = find(RES(j).Dis<1);</pre>
        Dis = RES(j).Dis;
        Dis(r,c) = 1;
        rDis = RES(j).r./Dis; %[ /mm] % resistenza/distanza
       parte riguardante il primo grafico
        t = 1; % indice per scorrere il vettore a
        % ciclo pari al numero di coppie elettrodi tra cui si generano
        scariche
        for i=1:PAR(j).Dim
            % controllo che l'8° resistenza non sia uguale a zero
            if(rDis(i*pulseN) ~= 0)
                \% salva 8° resistenze diverse da zero
                a(t) = rDis(i*pulseN);
                % stampa 8° resistenza
                plot(plot a,j,rDis(i*pulseN),'.r');
                t = t+1;
            end
        end
        % evita che si faccia la media di resistenze salvate da
        precedenti file
        a = a(1:t-1);
                           % valore medio delle 8° resistenze
        medio = mean(a);
        var = std(a); % deviazione standard delle 8° resistenze
        % stampa sul grafico superiore il valore medio e la std
        h a = plot(plot a,j,medio,'*b',j,medio+var,'.b',j,medio-
var, '.b');
    parte riguardante il secondo grafico
        % controlla il numero del file
        if(j==1)
            % stampa resistenza in funzione della distanza
            plot(plot b, RES(j).Dis(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ), RES(j).r(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ), '*b');
            lbl a=INFOFILE(1).Filename; % inizializzazione label
        elseif(j==2)
            plot(plot b,RES(j).Dis(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ), RES(j).r(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ),'*r');
            lbl b=INFOFILE(2).Filename;
        elseif(j==3)
            plot(plot b, RES(j).Dis(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ), RES(j).r(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ), '*m');
            lbl c=INFOFILE(3).Filename;
        elseif(j==4)
            plot(plot b,RES(j).Dis(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ),RES(j).r(pulseN : pulseN :
max(EP(j).Time)/PERIODO ),'*g');
            lbl d=INFOFILE(4).Filename;
        end
       % dati per impostare le dimensioni degli assi
       % massima distanza tra gli elettrodi in esame
       max dist = max(PAR(j).Distance);
```

```
if( max res < max(RES(j).r) )</pre>
            % massima resistenza tra i dati analizzati
            max res = max(RES(j).r);
      end
    end
end
% legende dei due grafici
legend(h_a ,'Valore medio','Dev Standard');
legend(lbl a,lbl b,lbl c,lbl d);
% range assi dei grafici [ xmin xmax ymin ymax]
axis(plot a, [0 5 0 6]);
axis(plot b, [max dist-20 max dist+5 30 max res+20]);
% intervallo degli assi
set(plot a,'xtick',0:1:5 )
set(plot a, 'ytick', 0:0.5:8 )
set(plot_b, 'xtick', 0:1:50)

set(plot b, 'ytick', 0:10:150 )
% inserimento dei nomi dei file caricati come etichette dell'asse x
set(plot a, 'XTickLabel', {'';lbl a;lbl b;lbl c;lbl d;})
```

```
end
```

## BIBLIOGRAFIA

- [1] «Elettrochemioterapia: una valida soluzione per le metastasi cutanee e sub cutanee», *http://www.igea.it/news.php?id=63*.
- [2] J. A. Nollet, *Ricerche sopra le cause particolari de' fenomeni elettrici e sopra gli effetti nocivi o vantaggiosi che se ne puo attendere del signor abate Nollet* ... presso Giambatista Pasquali, 1750.
- [3] E. Neumann, M. Schaefer-Ridder, Y. Wang, e P. H. Hofschneider, «Gene transfer into mouse lyoma cells by electroporation in high electric fields.», *The EMBO Journal*, vol. 1, n°. 7, pagg. 841-845, 1982.
- [4] L. M. Mir, Paoletti, e Belehradek, «Electrochemotherapy, a novel antitumour treatment: first clinical trial».
- [5] Stämpfli, «Reversible electrical breakdown of the excitable membrane of a Ranvier node».
- [6] V. F. Pastushenko, Y. A. Chizmadzhev, e V. B. Arakelyan, «Electric breakdown of bilayer lipid membranes: II. Calculation of the membrane lifetime in the steady-state diffusion approximation», *Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry*, vol. 104, n°. 0, pagg. 53-62, 1979.
- [7] J. C. Weaver e R. A. Mintzer, «Decreased bilayer stability due to transmembrane potentials», *Physics Letters A*, vol. 86, pagg. 57-59, Ott 1981.
- [8] R. Nuccitelli et al., «Nanosecond pulsed electric fields cause melanomas to selfdestruct», *Biochemical and biophysical research communications*, vol. 343, n°. 2, pagg. 351-360, Mag 2006.
- [9] G. Sersa, D. Miklavcic, M. Cemazar, Z. Rudolf, G. Pucihar, e M. Snoj, «Electrochemotherapy in treatment of tumours», *European Journal of Surgical Oncology: The Journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology*, vol. 34, n°. 2, pagg. 232-240, Feb 2008.
- [10] R. Heller et al., «Phase I/II trial for the treatment of cutaneous and subcutaneous tumors using electrochemotherapy», *Cancer*, vol. 77, n°. 5, pagg. 964-971, Mar 1996.
- [11] M. Belehradek, C. Domenge, B. Luboinski, S. Orlowski, J. Belehradek Jr, e L. M. Mir, «Electrochemotherapy, a new antitumor treatment. First clinical phase I-II trial», *Cancer*, vol. 72, n°. 12, pagg. 3694-3700, Dic 1993.
- [12] R. Heller et al., «Treatment of cutaneous and subcutaneous tumors with electrochemotherapy using intralesional bleomycin», *Cancer*, vol. 83, n°. 1, pagg. 148-157, Lug 1998.
- [13] L. Mir, «Standard operating procedures of theelectrochemotherapy: Instructions for the use of bleomycinor cisplatin administered either systemically or locallyand electric pulses delivered by the CliniporatorTM bymeans of invasive or non-invasive electrodes».
- [14] L. M. Mir, «Therapeutic perspectives of in vivo cell electropermeabilization», *Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)*, vol. 53, n°. 1, pagg. 1-10, Gen 2001.
- [15] C. Di Bello, «La cellula e i suoi componenti», in Biomateriali, .
- [16] Di Bello, «Tessuti biologici», in Biomateriali, .
- [17] H. Fricke, «A Mathematical Treatment of the Electric Conductivity and Capacity of Disperse Systems I. The Electric Conductivity of a Suspension of Homogeneous Spheroids», *Physical Review*, vol. 24, n°. 5, pagg. 575-587, Nov 1924.
- [18] M. Guarnieri e A. Stella, «Condensatore», in *Principi ed applicazioni di elettrotecnica*, .

- [19] D. Miklavčič e N. Pavšelj, «Electric Properties of Tissues and their Changes During Electroporation», presented at the International SCIENTIFIC WORKSHOP and POSTGRADUATE COURSE (November 15-21, 2009). Proceedings of the Electroporation based Technologies and Treatments.
- [20] G. Pakhomov e D. Miklavčič, «Modeling electric field distribution 'in vivo'», in *advanced electroporation techniques in biology and medicine*, .
- [21] A. Ivorra, «Bioimpedance monitoring for physicians».
- [22] J. Belehradek Jr, S. Orlowski, L. H. Ramirez, G. Pron, B. Poddevin, e L. M. Mir, «Electropermeabilization of cells in tissues assessed by the qualitative and quantitative electroloading of bleomycin», *Biochimica Et Biophysica Acta*, vol. 1190, n°. 1, pagg. 155-163, Feb 1994.
- [23] J. Gehl et al., «In vivo electroporation of skeletal muscle: threshold, efficacy and relation to electric field distribution», *Biochimica Et Biophysica Acta*, vol. 1428, n°. 2-3, pagg. 233-240, Ago 1999.
- [24] S. Kee, «Generators and Applicators», in Clinical aspects of electroporation, .
- [25] M. Pavlin et al., «Effect of Cell Electroporation on the Conductivity of a Cell Suspension», *Biophysical Journal*, vol. 88, pagg. 4378-4390, Giu 2005.
- [26] R. I. HAYDEN, C. A. MOYSE, F. W. CALDER, D. P. CRAWFORD, e D. S. FENSOM, «Electrical Impedance Studies on Potato and Alfalfa Tissue», *Journal of Experimental Botany*, vol. 20, n°. 2, pagg. 177 -200, Mag 1969.
- [27] P. Pongviratchai e J. W. Park, «Electrical Conductivity and Physical Properties of Surimi–Potato Starch under Ohmic Heating», *Journal of Food Science*, vol. 72, pag. E503-E507, Nov 2007.
- [28] S. A. Solazzo et al., «Radiofrequency ablation: importance of background tissue electrical conductivity--an agar phantom and computer modeling study», *Radiology*, vol. 236, n°. 2, pagg. 495-502, Ago 2005.